

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/parawan-mobilny-p-1817.html>



Parawan mobilny

Cena brutto	1 358,00 zł
Cena netto	1 257,41 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-PT1-M
Kod producenta	PT1-M(KO-KO-K5)-200-Z__

Opis produktu

Parawan teleskopowy mobilny służy do zapewnienia odpowiedniej przestrzeni intymnej pacjentowi w szpitalu lub przychodni. Parawan całościowo wykonany jest **ze stali kwasoodpornej** i składa się z czterech, nierozłącznych, wysuwanych teleskopowo elementów rurowych zakończonych głowicą, stalowego masztu oraz podstawy wyposażonej w układ jezdny w postaci czterech kółek (wszystkie z hamulcem). Maszt i podstawa lakierowane są proszkowo na kolor biały. Wysięgnik wyposażony jest w uchwyty na zasłonę i montowany do ściany. Dzięki temu teleskop jest całkowicie stabilny i wytrzymały w trakcie codziennej pracy. **Zasłona może być zmywalna-PCV** oraz płócienna-poliester z wodoodporną powłoką.

Cechy produktu:

- **w całości ze stali kwasoodpornej**
- maksimum wygody i bezpieczeństwa
- solidne i estetyczne wykonanie
- stabilny i bezpieczny
- wytrzymała i mobilna konstrukcja

Wymiary:

- długość w stanie złożonym: 700 mm
- długość w stanie rozłożonym: 2000 mm

Wymiary podstawy: 730 x 430 mm [szerokośćxgłębokość]

Do każdego zamówionego towaru **wystawiamy paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz kolor zasłony TMBY: Zmywalna PCV niebieska ZZ1 , Zmywalna PCV biała ZZ3 , Zmywalna PCV beżowa ZZ4 , Poliester z powłoką; miętowy ZP1 , Poliester z powłoką; żółty ZP2 , Poliester z powłoką; niebieski ZP3 , Poliester z powłoką; biały ZP4 , Poliester z powłoką; beżowy ZP5 , Poliester z powłoką; zielony ZP6 , Poliester z powłoką; szary ZP7