

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/parawan-na-kolkach-p-1819.html>

Parawan na kółkach



Cena brutto	1 627,00 zł
Cena netto	1 506,48 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-PT1-M
Kod producenta	PT1-M(ABS6-KO-K6.6)-200-ZP_

Opis produktu

Parawan na kółkach służy do zapewnienia odpowiedniej przestrzeni intymnej pacjentowi w szpitalu lub przychodni. Parawan składa się z czterech, nierozłącznych, wysuwanych teleskopowo elementów rurowych zakończonych głowicą, **masztu z kwasoodpornej stali oraz stalowej podstawy w osłonie z tworzywa ABS**, wyposażonej w układ jezdny w postaci czterech kółek (wszystkie z blokadą). Wysięgnik wyposażony jest w uchwyty na zasłonę, wykonany również z kwasoodpornej stali i montowany do ściany. Dzięki temu teleskop jest całkowicie stabilny i wytrzymały w trakcie codziennej pracy. Zasłona może być zmywalna-PCV oraz płócienna-poliester z wodoodporną powłoką.

Cechy produktu:

- **maszt ze stali kwasoodpornej**
- **stalowa podstawa w osłonie z tworzywa ABS**
- maksimum wygody i bezpieczeństwa
- solidne i estetyczne wykonanie
- stabilny i bezpieczny
- wytrzymała i mobilna konstrukcja

Wymiary:

- długość w stanie złożonym: 700 mm
- długość w stanie rozłożonym: 2000 mm
- wysokość: 1700 mm

Wymiary podstawy: 765 x 455 mm [szerokośćxgłębokość]

Do każdego zamówionego towaru **wystawiamy paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz kolor zasłony TMBY: Zmywalna PCV niebieska ZZ1 , Zmywalna PCV biała ZZ3 , Zmywalna PCV beżowa ZZ4 , Poliester z powłoką; miętowy ZP1 , Poliester z powłoką; żółty ZP2 , Poliester z powłoką; niebieski ZP3 , Poliester z powłoką; biały ZP4 , Poliester z powłoką; beżowy ZP5 , Poliester z powłoką; zielony ZP6 , Poliester z powłoką; szary ZP7