

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/parawan-niemagnetyczny-z-plyta-pc-p-3381.html>

Parawan niemagnetyczny z płytą PC

Cena brutto	1 330,00 zł
Cena netto	1 231,48 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-PN-TMBY-PJ2-01MR

Opis produktu

Parawan niemagnetyczny mobilny jednoskrzydłowy z płytą PC — kompatybilny z pracowniami MRI

Parawan został zaprojektowany specjalnie do stref 3 i 4 pracowni rezonansu magnetycznego. Konstrukcja z aluminium i poliwęglanu gwarantuje pełną amagnetyczność (MR Safe wg ASTM F2503), dzięki czemu można bezpiecznie stosować go przy skanerach do 3 T. Wysokiej jakości materiały, blokowane koła Ø 75 mm i ergonomiczne wymiary ułatwiają szybkie formowanie strefy prywatności pacjenta nawet w ciasnych pomieszczeniach diagnostycznych.

Kluczowe korzyści;

- **MR Safe** – stal i elementy ferromagnetyczne całkowicie wyeliminowane; zgodność z wytycznymi ASTM F2503 dla urządzeń używanych w środowisku MRI
- **Jednoskrzydłowa konstrukcja (szer. 1000 mm)** – optymalna równowaga pomiędzy prywatnością a mobilnością
- **Lekka, sztywna rama z profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo w kolorze RAL 7035** - szary (łatwe czyszczenie, wysoka odporność na środki dezynfekcyjne)
- **Wypełnienie z białej płyty PC (poliwęglan)** – nieprzezroczyste, zmywalne
- **Mobilna podstawa na czterech kołach Ø 75 mm** – każde z indywidualną blokadą dla stabilnego ustawienia
- **Kompaktowy zasięg** – szerokość podstawy tylko 450 mm, co ułatwia manewrowanie między aparaturą a łóżkiem pacjenta
- **Produkt medyczny klasy I** – spełnia wymagania Rozporządzenia (UE) 2017/745 (MDR).

Specyfikacja techniczna;

Parametr	Wartość
Wymiary panelu (szer. × wys.)	1000 × 1700 mm
Szerokość podstawy	450 mm
Materiał ramy	Aluminiowy profil zamknięty, lakier proszkowy RAL 7035
Materiał wypełnienia	Biała płyta PC (poliwęglan)
Kółka jezdne	4 × Ø 75 mm, korpus z tworzywa, pełna blokada
Kompatybilność MRI	MR Safe, do 3 T

Norma bezpieczeństwa
Przeznaczenie

ASTM F2503 / IEC 60601-2-33
Pracownie MRI, sale hybrydowe, strefy przygotowania
pacjenta

Dostępne są również inne długości skrzydła: 600, 800, 900 i 1100 mm - indywidualna wycena.

Zastosowanie;

- szybkie wydzielenie strefy intymności podczas przygotowania pacjenta do badania MRI;
- osłonięcie panelu operatorskiego lub akcesoriów przed wzrokiem osób postronnych;
- mobilna przegroda w salach hybrydowych (MRI + RTG/CT);
- tworzenie „czystej” ścieżki wejścia pacjenta do aparatu, zgodnej z protokołami MRI.

Do każdego zamówionego towaru **wystawiamy paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.