

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/parawan-teleskopowy-prt1-p-155.html>



Parawan teleskopowy PRT1

Cena brutto	1 382,00 zł
Cena netto	1 279,63 zł
Dostępność	Realizacja zamówienia do 35-40 dni roboczych
Numer katalogowy	SM-J-PRT-1

Opis produktu

Parawan teleskopowy stanowi wyposażenie szpitali, gabinetów lekarskich lub kosmetycznych. **Konstrukcja tego parawanu opiera się na stalowych profilach, które gwarantują całkowitą stabilność. Wysięgnik parawanu również jest ze stali i składa się z wysuwanych teleskopowo elementów.** Ponadto jego podstawa posiada kółka jezdne z hamulcem, co pozwala na szybkie przestawienie. Parawan ten cechuje się także estetycznym wyglądem oraz lekką konstrukcją.

Cechy parawanu:

- **stalowa, lekka konstrukcja**
- **wysięgnik ze stali, składający się z wysuwanych teleskopowo elementów**
- stabilny i wytrzymały
- estetyczny wygląd
- kółka jezdne z hamulcem
- możliwość złożenia lub przestawienia

Wymiary parawanu:

- długość: 70 - 200 cm
- wysokość: 150 - 170 cm
- głębokość: 51 cm
- wymiary ekranu: 200 cm x 144 cm
- waga: 13 kg

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor ekranu J: Elanobawełna-zielony , Elanobawełna-pomarańczowy , Elanobawełna-beżowy , Elanobawełna-biały , Elanobawełna-niebieski , Elanobawełna-żółty , Elanobawełna-szary