

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/parawan-teleskopowy-pt-01250-p-1815.html>

Parawan teleskopowy PT-01/250



Cena brutto	950,00 zł
Cena netto	879,63 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-PT1-S
Kod producenta	PT1-S-250-Z__

Opis produktu

Parawan teleskopowy przyścienny z zasłonką (2 x ZZ lub 1 ZP/250)

Parawan medyczny teleskopowy mocowany do ściany to nowoczesne, funkcjonalne rozwiązanie do gabinetów lekarskich, przychodni, szpitali oraz innych placówek medycznych. Model przyścienny łączy w sobie trwałość wykonania i wygodę użytkowania, zapewniając pacjentom komfort oraz prywatność podczas badań i zabiegów.

Solidna konstrukcja ze stali kwasoodpornej

Ten **parawan teleskopowy** został w całości wykonany ze stali kwasoodpornej najwyższej jakości (gat. 0H18N9), co gwarantuje odporność na działanie środków dezynfekujących i uszkodzenia mechaniczne. Wysięgnik składa się z czterech nierozłącznych, teleskopowo wysuwanych rur, które tworzą stabilną, a zarazem elastyczną konstrukcję. Całość mocowana jest do ściany za pomocą solidnych kołków, co sprawia, że **parawan medyczny mocowany do ściany** nie zajmuje miejsca na podłodze i idealnie sprawdza się w niewielkich przestrzeniach.

Parawan teleskopowy przyścienny, wymiary i regulacja:

- Długość w stanie złożonym: 850 mm
- Długość w stanie rozłożonym: 2500 mm
- Możliwość regulacji wysięgnika w poziomie w zakresie 180°

Zasłonka - szeroki wybór materiałów i kolorów;

W zależności od potrzeb, parawan może być wyposażony w zasłonkę z:

--> **Poliestru z wodoodporną powłoką** - do wyboru kolory:

miętowy (ZP1), żółty (ZP2), niebieski (ZP3), biały (ZP4), beżowy (ZP5), zielony (ZP6), szary (ZP7).

Wymiary zasłonki; 255 x 150 (szer. x wys.)

Zasłonka wykonana z trwałej tkaniny Panama PU (100% poliester z wodoodporną powłoką). Materiał charakteryzuje się wysoką odpornością na przetarcia i rozciąganie, jest łatwy w czyszczeniu i nadaje się do dezynfekcji. Posiada certyfikat OEKO-TEX® STANDARD 100 - Klasa I, co oznacza bezpieczeństwo użytkowania także w placówkach medycznych i dla dzieci. Gramatura: 190 g/m². Szerokość: 160 cm. Pranie do 40°C.

--> **Zmywalnego PCV** – idealne do intensywnej dezynfekcji, dostępne kolory:
niebieski (ZZ1), biały (ZZ3), beżowy (ZZ4)
Wymiary zasłonki; 180 x 200 (szer. x wys.), 2 sztuki)

Zasłonka wykonana z zmywalnego PCV, odporna na wilgoć i środki dezynfekujące. Idealna do intensywnego użytkowania w placówkach medycznych. Materiał przypomina zasłonki prysznicowe – łatwy do utrzymania w czystości, nie wchłania płynów i szybko schnie.

Dzięki możliwości konfiguracji zasłony (2 x ZZ lub 1 ZP/250), **parawan medyczny teleskopowy** dopasowuje się do specyfiki i estetyki każdej placówki medycznej.

Parawan teleskopowy przyścienny, opcje dodatkowe:

Adapter ze stali kwasoodpornej – zwiększa powierzchnię montażową, co umożliwi stabilne przymocowanie do ściany kartonowo-gipsowej (opcja dodatkowo płatna).

Do każdego zamówionego towaru **wystawiamy paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz kolor zasłony TMBY: Zmywalna PCV niebieska ZZ1 , Zmywalna PCV biała ZZ3 , Zmywalna PCV beżowa ZZ4 , Poliester z powłoką; miętowy ZP1 , Poliester z powłoką; żółty ZP2 , Poliester z powłoką; niebieski ZP3 , Poliester z powłoką; biały ZP4 , Poliester z powłoką; beżowy ZP5 , Poliester z powłoką; zielony ZP6 , Poliester z powłoką; szary ZP7
Wybierz adapter ze stali: Nie , Tak (+ 70,00 zł)