

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/parawan-teleskopowy-pt-01g-01-p-1812.html>

Parawan teleskopowy PT-01/G-01



Cena brutto	833,00 zł
Cena netto	771,30 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-KO-2m
Kod producenta	WTK1-01-S-200(G2)-Z__

Opis produktu

Parawan teleskopowy służy do zapewnienia odpowiedniej przestrzeni intymnej pacjentowi w szpitalu lub przychodni. Posiada zasłonę oraz wieszak na kroplówkę. Parawan składa się z czterech, nierozłącznych, wysuwanych teleskopowo elementów rurowych zakończonych głowicą z dwoma haczykami. **Cała konstrukcja wykonana jest z kwasoodpornej stali i montowana do ściany.** Dzięki temu teleskop jest całkowicie stabilny i wytrzymały w trakcie codziennej pracy. **Zasłona może być zmywalna-PCV oraz płócienna-poliester z wodoodporną powłoką.**

Cechy produktu:

- **konstrukcja ze stali kwasoodpornej**
- maksimum wygody i bezpieczeństwa
- solidne i estetyczne wykonanie
- stabilny i bezpieczny
- wytrzymała konstrukcja

Wymiary:

- długość w stanie złożonym: 700 mm
- długość w stanie rozłożonym: 2000 mm
- wysięgnik regulowany w poziomie w zakresie: 180°

Do każdego zamówionego towaru **wystawiamy paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz kolor zasłony TMBY: Zmywalna PCV niebieska ZZ1 , Zmywalna PCV biała ZZ3 , Zmywalna PCV beżowa ZZ4 , Poliester z powłoką; miętowy ZP1 , Poliester z powłoką; żółty ZP2 , Poliester z powłoką; niebieski ZP3 , Poliester z powłoką; biały ZP4 , Poliester z powłoką; beżowy ZP5 , Poliester z powłoką; zielony ZP6 , Poliester z powłoką; szary ZP7