

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/parawan-teleskopowy-pt-02-p-1813.html>

## Parawan teleskopowy PT-02



|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Cena brutto      | <b>944,00 zł</b>            |
| Cena netto       | <b>874,07 zł</b>            |
| Czas wysyłki     | <b>8-9 tygodni</b>          |
| Numer katalogowy | <b>SM-TMBY-PT1-USU1</b>     |
| Kod producenta   | <b>PT1-USU1.MD_-200-Z__</b> |

### Opis produktu

Parawan teleskopowy służy do zapewnienia odpowiedniej przestrzeni intymnej pacjentowi w szpitalu lub przychodni. Posiada zasłonę oraz odbój od ściany. Parawan składa się z czterech, nierozłącznych, wysuwanych teleskopowo elementów rurowych zakończonych głowicą. **Cała konstrukcja wykonana jest z kwasoodpornej stali i montowana do ściany** za pomocą uchwyty na szynę typu MODUR. Dzięki temu teleskop jest całkowicie stabilny i wytrzymały w trakcie codziennej pracy. **Zasłona może być zmywalna-PCV oraz płócienna-poliester z wodoodporną powłoką.**

#### Cechy produktu:

- **konstrukcja ze stali kwasoodpornej**
- maksimum wygody i bezpieczeństwa
- solidne i estetyczne wykonanie
- stabilny i bezpieczny
- wytrzymała konstrukcja

#### Wymiary:

- długość w stanie złożonym: 700 mm
- długość w stanie rozłożonym: 2000 mm
- wysięgnik regulowany w poziomie w zakresie: 180°
- waga: 3,5 kg
- maksymalne obciążenie: 3 kg

Cena prezentowanego modelu nie obejmuje szyny MODUR.

Do każdego zamówionego towaru **wystawiamy paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

---

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Wybierz kolor zasłony TMBY:** Zmywalna PCV niebieska ZZ1 , Zmywalna PCV biała ZZ3 , Zmywalna PCV beżowa ZZ4 , Poliester z powłoką; miętowy ZP1 , Poliester z powłoką; żółty ZP2 , Poliester z powłoką; niebieski ZP3 , Poliester z powłoką; biały ZP4 , Poliester z powłoką; beżowy ZP5 , Poliester z powłoką; zielony ZP6 , Poliester z powłoką; szary ZP7