

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/parawan-trzyskrzydlowy-mobilny-pj-03st-z-plyta-z-tworzywa-p-1830.html>



Parawan trzyskrzydłowy mobilny PJ-03ST z płytą z tworzywa

Cena brutto	2 216,00 zł
Cena netto	2 051,85 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-PJ2
Kod producenta	PJ2-03-ST-PC-80-K2

Opis produktu

Parawan mobilny daje pacjentowi świetne warunki intymne. Idealnie sprawdza się w placówkach medycznych, sanatoriach i szkołach. **Stelaż wykonany jest z profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo na kolor biały i składa się z trzech skrzydeł.** Dzięki zamontowanym kółkom można go w łatwy i cichy sposób przemieszczać w dowolne miejsce. **Wypełnieniem parawanu są białe płyty z tworzywa PC (poliwęglan).** Zapewniają one idealne warunki pracy i dodatkowo jest łatwy w utrzymaniu czystości.

Cechy produktu:

- **stelaż z profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo na biało**
- **wypełnieniem parawanu są białe płyty z tworzywa PC (poliwęglan)**
- maksimum wygody i bezpieczeństwa
- solidne i estetyczne wykonanie
- stabilny i bezpieczny
- wytrzymała i mobilna konstrukcja
- układ jezdny wyposażony w blokadę

Wymiary:

- 3 x 700x1700 mm [szerokośćxwysokość]
- szerokość podstawy: 450 mm
- kółka obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy: 50 mm

Do każdego zamówionego towaru **wystawiamy paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.