


Link do produktu: <https://www.salemed.pl/pas-do-rehabilitacji-typu-pajak-p-3120.html>

Pas do pajaka do rehabilitacji w kabinie UGUL



Cena brutto	440,00 zł
Cena netto	357,72 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	Spider

Opis produktu

Pas do pajaka do rehabilitacji w kabinie UGUL/PUR to pas biodrowy stosowany w ćwiczeniach w zawieszeniu jako element terapii Spider Cage. Umożliwia podpięcie pacjenta do linek lub gum rehabilitacyjnych i pracę nad częściowym odciążeniem, pionizacją, kontrolą tułowia oraz nauką chodu w bezpiecznych warunkach. Produkt jest przeznaczony do zastosowań w systemach [UGUL](#) oraz [PUR](#).

Skrót parametryczny: szerokość pasa/skóry wynosi 10 cm, szerokość pasa z filcem 14 cm, a pasek do zapinania ma 4 cm szerokości. Dostępne rozmiary obejmują obwód pasa od 50 do 108 cm. Oferta dotyczy wyłącznie pasa - linki, gumy i pozostały osprzęt należy dobrać osobno.

Do czego służy pas do pajaka?

Pas do pajaka służy do ćwiczeń w zawieszeniu w kabinie UGUL lub przy stanowiskach PUR. Po połączeniu z linkami albo gumami rehabilitacyjnymi pozwala prowadzić ćwiczenia z częściowym odciążeniem ciała, wspiera pionizację oraz ułatwia pracę nad kontrolą postawy i nauką chodu. To rozwiązanie stosowane w gabinetach fizjoterapii, salach rehabilitacyjnych i placówkach pracujących z terapią ruchową.

Dlaczego ten produkt warto pozycjonować wężej niż „pajak rehabilitacyjny”?

Ten URL powinien odpowiadać przede wszystkim na intencję zakupową związaną z **samego pasem do pajaka**, a nie z całą metodą Spider Cage Therapy. Dzięki temu strona lepiej rozdziela temat od szerszych treści o rehabilitacji na pajaku i nie miesza intencji „szukam pasa / elementu osprzętu” z intencją „szukam informacji o metodzie lub pełnym rozwiązaniu”.

Co wchodzi w skład produktu?

Oferta obejmuje **wyłącznie pas**. Aby zbudować pełny zestaw do ćwiczeń w zawieszeniu, należy dobrać osobno linki lub gumy rehabilitacyjne oraz — zależnie od konfiguracji stanowiska - także karabińczyki, esiki, bloczki i inne elementy osprzętu.

Dla kogo przeznaczony jest pas?

Pas może być stosowany u dzieci i dorosłych, jeśli rozmiar zostanie prawidłowo dobrany do obwodu w okolicy pasa. W praktyce wykorzystywany jest tam, gdzie potrzebne jest bezpieczne podparcie pacjenta podczas ćwiczeń w zawieszeniu, pracy nad pionizacją, równowagą, kontrolą tułowia i nauką funkcji lokomocyjnych.

Jak dobrać rozmiar pasa?

Dobór rozmiaru należy oprzeć na obwodzie pasa. Przed zakupem warto zmierzyć pacjenta w miejscu, w którym pas będzie zapinany, i wybrać zakres z niewielkim zapasem na ubranie oraz komfort pracy terapeutycznej.

- 1 – od 50 do 63 cm
- 2 – od 57 do 71 cm
- 3 – od 67 do 79 cm
- 4 – od 70 do 83 cm
- 5 – od 75 do 88 cm
- 5A – od 85 do 99 cm
- 6 – od 89 do 103 cm
- 7 – od 93 do 108 cm

Budowa i dane techniczne

Pas został zaprojektowany do intensywnej pracy w warunkach gabinetowych. Jego budowa ma zapewniać stabilne podparcie w okolicy miednicy i wygodne dopięcie do układu ćwiczeń w zawieszeniu.

- szerokość pasa/skóry: 10 cm,
- szerokość pasa z filcem: 14 cm,
- szerokość paska do zapinania: 4 cm,
- zastosowanie: pas do pająka / pas Spider Cage Therapy,
- kompatybilność: UGUL i PUR,
- zakres oferty: sam pas, bez linek i gum.

Najważniejsze korzyści

- czytelne pozycjonowanie jako sam pas do pająka,
- możliwość pracy w systemach UGUL i PUR,
- zastosowanie w ćwiczeniach w zawieszeniu i odciążeniu,
- szeroka rozmiarówka dla różnych użytkowników,
- łatwe łączenie z pozostałym osprzętem rehabilitacyjnym.

Uwaga: cena dotyczy wyłącznie pasa. Do pełnego działania potrzebne są dodatkowe gumy lub linki rehabilitacyjne. Dobór kompletnego zestawu warto oprzeć na planie terapii i konfiguracji stanowiska.

Powiązane elementy osprzętu UGUL

Pas do pająka najczęściej pracuje jako część większego układu do ćwiczeń w zawieszeniu. Poniżej znajdziesz powiązane produkty i kategorie, które pomagają zbudować spójny zestaw osprzętu UGUL/PUR oraz wzmacniają tematyczne linkowanie wewnętrzne tej grupy.

- [linka do podwieszeń 300 cm KC33](#)
- [karabińczyk sprężynowy do rehabilitacji](#)
- [esik do podwieszek UGUL](#)
- [pas do wyciągu za miednicę KC13](#)
- [komplet osprzętu UGUL 133 elementy](#)
- [elementy osprzętu UGUL](#)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar (obwód pasa): BRAK , od 50 - 63 cm , od 57 - 71 cm , od 67 - 79 cm , od 70 - 83 cm , od 75 - 88 cm , 5A - od 85 - 99 cm , od 89 - 103 cm , od 93 - 108 cm