

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/pas-do-stabilizacji-pacjenta-p-1730.html>

Pas do stabilizacji pacjenta do stołu pionizacyjnego



Cena brutto **112,00 zł**

Cena netto **103,70 zł**

Dostępność



Czas wysyłki **24 godziny**

Numer katalogowy **PDS**

Opis produktu

Pas do stabilizacji pacjenta do stołu pionizacyjnego to wyrób medyczny przeznaczony do bezpiecznej stabilizacji tułowia podczas pionizacji oraz wybranych ćwiczeń rehabilitacyjnych. Produkt mocuje się do stołu za pomocą uchwytów stosowanych w stołach pionizacyjnych i rehabilitacyjnych, co pomaga ograniczyć ryzyko zsunęcia się pacjenta z leżyska i poprawia kontrolę pozycji ciała w trakcie terapii.

Pas sprawdza się w gabinetach fizjoterapii, szpitalach, domach opieki oraz innych placówkach, w których prowadzi się pionizację pacjentów po urazach, w przebiegu rehabilitacji neurologicznej lub po długotrwałym unieruchomieniu. Regulacja na rzep ułatwia szybkie dopasowanie obwodu, a materiał z elanobawełny jest trwały, odporny na codzienne użytkowanie i łatwy do utrzymania w czystości.

Zastosowanie pasa do pionizacji pacjenta

Pas służy do stabilizacji pacjenta na stole pionizacyjnym podczas zmiany pozycji z leżącej do pionowej oraz w trakcie ćwiczeń wymagających dodatkowej asekuracji. Odpowiednio dobrany i prawidłowo założony pomaga zwiększyć bezpieczeństwo terapii i poprawia komfort pracy personelu medycznego lub fizjoterapeuty.

Najważniejsze cechy produktu

- wyrób medyczny do stabilizacji pacjenta podczas pionizacji,
- długość całkowita po rozpięciu: 200 cm,
- dostępne szerokości: 14,5 cm oraz 19,5 cm,
- regulowane zapięcie na rzep,
- kolory do wyboru: niebieski lub zielony,
- materiał odporny na codzienne użytkowanie i łatwy do czyszczenia.

Długość pasa	200 cm
Szerokość	14,5 cm / 19,5 cm
Zapięcie	rzep
Kolor	niebieski / zielony

Jak dobrać szerokość pasa?

Węższy pas 14,5 cm sprawdza się tam, gdzie potrzebna jest bardziej punktowa stabilizacja. Szerszy wariant 19,5 cm daje większą powierzchnię podparcia i lepsze rozłożenie nacisku, dlatego jest chętnie wybierany przy dłuższej pionizacji lub u

pacjentów wymagających mocniejszej stabilizacji tułowia.

Wskazówka praktyczna

Do pełniejszego zabezpieczenia pacjenta na stole do pionizacji często stosuje się zestaw trzech pasów: dwa węższe oraz jeden szerszy. Ostateczny dobór liczby i szerokości pasów powinien wynikać z oceny pacjenta oraz zaleceń lekarza lub fizjoterapeuty.

Produkty powiązane

Zobacz także [osprzęt do kabin PUR](#), ofertę urządzeń z kategorii [pionizatory](#) oraz [osprzęt podstawowy do PUR-a](#), który może uzupełnić wyposażenie stanowiska rehabilitacyjnego.

Parametry w skrócie: długość 200 cm, szerokość 14,5 cm lub 19,5 cm, kolory niebieski i zielony, zapięcie regulowane na rzep.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor pasa: Niebieski , Zielony

Szerokość pasa: 14,5 cm , 19,5 cm