

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/pas-do-stabilizacji-ramienia-i-przedramienia-p-137.html>

Pas do stabilizacji ramienia i przedramienia FC02 do UGUL/PUR



Cena brutto	46,00 zł
Cena netto	42,59 zł
Dostępność	EXPRESS WYSYŁKA 24H
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	FC02

Opis produktu

Pas do stabilizacji ramienia i przedramienia FC02 do UGUL/PUR to element osprzętu do kinezyterapii przeznaczony do stabilizacji i pozycjonowania kończyny górnej podczas ćwiczeń rehabilitacyjnych. Produkt pomaga utrzymać ramię i przedramię w zaplanowanym ustawieniu, ułatwia kontrolę toru ruchu i wspiera prowadzenie ćwiczeń barku oraz łokcia w sposób bardziej powtarzalny i bezpieczny. W praktyce spotykany jest także zapis modelu **FC/02** oraz **FC-02**.

Skrót parametryczny: model FC02, pelota 100 × 120 mm, 2 paski 40 × 365 mm, zastosowanie: systemy UGUL oraz przyłódkowe mosty PUR. Pas sprawdza się w ćwiczeniach kończyny górnej, gdy potrzebna jest stabilizacja lub przypięcie ramienia i przedramienia w określonej pozycji. Produkt należy stosować zgodnie z planem terapii i pod nadzorem specjalisty.

Do czego służy pas FC02?

Model FC02 służy do stabilizacji ramienia i przedramienia podczas ćwiczeń prowadzonych w systemach UGUL i PUR. Pomaga utrzymać właściwe ustawienie kończyny górnej, poprawia kontrolę ruchu i ułatwia prowadzenie ćwiczeń wymagających pozycjonowania, odciążenia lub pracy z oporem.

Konstrukcja i dopasowanie

Pas składa się z peloty obejmującej stabilizowany obszar oraz dwóch pasków mocujących. Taka konstrukcja pozwala szybko dopasować produkt do pacjenta i stanowiska terapeutycznego, a jednocześnie usprawnia codzienną pracę w gabinecie fizjoterapii, oddziale rehabilitacji i placówce medycznej.

Zastosowanie w ćwiczeniach barku i łokcia

Pas FC02 jest wykorzystywany w ćwiczeniach kończyny górnej, gdy potrzebna jest kontrola ustawienia ramienia lub przedramienia. Może wspierać organizację ćwiczeń stawu ramiennego i łokciowego w warunkach odciążenia oraz podczas pracy czynnej i czynno-biernej. Jeżeli kompletujesz stanowisko terapii, zobacz również [elementy osprzętu UGUL](#), [elementy osprzętu PUR](#) oraz [osprzęt do kabin UGUL](#).

Najważniejsze korzyści

- stabilizacja i pozycjonowanie ramienia oraz przedramienia podczas ćwiczeń rehabilitacyjnych,
- ułatwienie kontroli ustawienia kończyny górnej,
- zastosowanie w ćwiczeniach barku i łokcia w systemach UGUL/PUR,
- szybkie dopasowanie do stanowiska terapeutycznego,

-
- praktyczny element osprzętu do codziennej pracy w kinezyterapii.

Uwaga: przy zamówieniu pojedynczych elementów osprzętu UGUL/PUR wygląd produktu może nieznacznie odbiegać od zdjęcia, np. odcieniem materiału lub detalem wykończenia.

Powiązane elementy osprzętu UGUL

Przy kompletowaniu stanowiska do kinezyterapii warto dobrać także inne elementy osprzętu współpracujące z pasami stabilizacyjnymi i systemem podwieszeń. Poniżej znajdziesz produkty, które pomagają rozbudować zestaw do ćwiczeń w odciążeniu, z oporem i w podwieszeniu.

- [pas uda FC03](#)
- [pas podudzia UP02](#)
- [pas klatki piersiowej FC01](#)
- [pas tułowia SE03](#)
- [podwieszka do stabilizacji ud i ramion KC07](#)
- [standardowy osprzęt do UGUL](#)