

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/pas-do-stabilizacji-ud-w-kabinie-ugul-p-135.html>

Pas do stabilizacji uda FC03 do kabiny UGUL/PUR



Cena brutto **78,00 zł**

Cena netto **72,22 zł**

Dostępność



Czas wysyłki **24 godziny**

Numer katalogowy **FC03**

Opis produktu

Pas do stabilizacji uda FC03 do kabiny UGUL/PUR to element osprzętu do kinezyterapii przeznaczony do stabilizacji kończyny dolnej podczas ćwiczeń w odciążeniu, ćwiczeń czynno-biernych oraz ćwiczeń z oporem. Produkt pomaga ustabilizować udo i ułatwia prowadzenie prawidłowego toru ruchu w terapii prowadzonej w kabinie UGUL lub urządzeniu PUR.

Skrót parametryczny: model FC03, pelota 118 × 300 mm, 2 regulowane pasy 30 × 1100 mm, zastosowanie: UGUL/PUR. Pas sprawdzi się w gabinetach fizjoterapii, oddziałach rehabilitacji oraz podczas kompletowania stanowiska do terapii kończyny dolnej. Produkt należy stosować zgodnie z planem terapii i pod nadzorem specjalisty.

Do czego służy pas do stabilizacji uda FC03?

Pas stabilizacyjny udowy FC03 służy do ustabilizowania uda podczas ćwiczeń rehabilitacyjnych, gdy ważna jest kontrola ustawienia kończyny dolnej i powtarzalność ruchu. Jest wykorzystywany w kinezyterapii w ćwiczeniach biernych, czynno-biernych, w odciążeniu oraz z oporem.

Konstrukcja i dopasowanie

Model FC03 składa się z części głównej w formie peloty obejmującej udo oraz z dwóch pasów mocujących z regulacją długości. Taka konstrukcja ułatwia szybkie dopasowanie produktu do pacjenta i stanowiska terapeutycznego, a także usprawnia codzienną pracę w gabinecie.

Zastosowanie w osprzęcie UGUL i PUR

Pas FC03 jest przeznaczony do pracy z osprzętem kabin UGUL i urządzeń PUR. Jeżeli kompletujesz stanowisko do ćwiczeń, zobacz również [elementy osprzętu UGUL](#) oraz [osprzęt do kabin UGUL](#).

Najważniejsze korzyści

- stabilizacja uda podczas ćwiczeń rehabilitacyjnych,
- łatwiejsze prowadzenie prawidłowego toru ruchu,
- regulowane pasy umożliwiające szybkie dopasowanie,
- praktyczne zastosowanie w kabinie UGUL i urządzeniu PUR,
- dobry wybór do rozbudowy stanowiska do kinezyterapii.

Uwaga: przy zamówieniu pojedynczych elementów osprzętu UGUL/PUR wygląd produktu może nieznacznie odbiegać od

zdjęcia, np. odcieniem materiału lub detalem wykończenia.

Powiązane elementy osprzętu UGUL

Przy kompletowaniu stanowiska do kinezyterapii warto dobrać także inne elementy osprzętu współpracujące z pasami stabilizacyjnymi. Poniżej znajdziesz produkty, które pomagają rozbudować zestaw do ćwiczeń w odciążeniu, z oporem i w podwieszeniu.

- [podwieszka stóp KC11](#)
- [linka do podwieszeń 120 cm KC31](#)
- [esik do podwieszek UGUL](#)
- [pas do stabilizacji podudzia UP-02](#)
- [pas do stabilizacji tułowia SE-03](#)
- [komplet osprzętu UGUL 133 elementy](#)