

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/kc13-pas-do-wyciagu-za-miednice-p-138.html>



KC13 Pas do wyciągu za miednicę

Cena brutto **98,00 zł**

Cena netto **90,74 zł**

Dostępność



Czas wysyłki **24 godziny**

Numer katalogowy **SM-Z-PWM-KC-13**

Opis produktu

Nowość w ofercie! KC13 Pas do wyciągu za miednicę to niezastąpiony element wyposażenia do ćwiczeń rehabilitacyjnych w Uniwersalnym Gabinecie Usprawniania Leczniczego - UGUL. Ten nowoczesny pas, dedykowany do rehabilitacji w kabinie UGUL, to produkt stworzony z myślą o pełnej wygodzie i bezpieczeństwie pacjentów.

Jego konstrukcja oparta jest na wysokiej jakości materiałach, takich jak bawełna i poliester, które nie tylko zapewniają wytrzymałość, ale także elastyczność niezbędną do komfortowego wykonywania ćwiczeń. Pas składa się z dwóch głównych elementów: pasa z regulacją mocowania do miednicy oraz dwóch pasków z zaczepami stalowymi (stal nierdzewna hartowana) do podwieszenia. Trójkąty wykorzystane przy produkcji podwieszek zostały zgrzane w jedną całość, co gwarantuje większe obciążenie podwieszki, a tym samym zwiększa bezpieczeństwo pacjenta podczas ćwiczeń.

Innowacyjna konstrukcja pasu pozwala na przeprowadzanie ćwiczeń zarówno w odciążeniu, jak i z oporem. Jest to niezbędny element w procesie kinezyterapii, wspomagając pacjentów w przywracaniu utraconych funkcji mięśniowych, zwiększaniu zakresu ruchów oraz zmniejszaniu dolegliwości bólowych.

Dane techniczne:

- Zapinany na rzep z możliwością regulacji, co gwarantuje idealne dopasowanie,
- Długość pasków do zawieszenia wynosi 40 cm,
- Zapięcie na rzep o długości 40 cm,
- Obwód minimalny około 60 cm,
- Obwód maksymalny w zakresie 100-105 cm,
- Wysokość podwieszki wynosi 19 cm.

KC13 Pas do wyciągu za miednicę uzyskał pozytywną akceptację Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, co potwierdza jego wysoką jakość i zgodność z normami bezpieczeństwa. Nie pozostawiaj swojej rehabilitacji przypadkowi – wybierz produkt, na którym można polegać!

UWAGA!!! W przypadku zamówienia pojedynczych sztuk wyposażenia kabiny UGUL towar może nieznacznie odbiegać wyglądem, np. kolorem, od tego przedstawionego na zdjęciu.

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

