

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/pas-na-nadgarstek-lub-kostke-z-metalowa-sprzaczka-p-397.html>



Pas unieruchamiający na nadgarstek lub kostkę z metalową sprzączką - 2 szt.

Cena brutto	44,00 zł
-------------	-----------------

Cena netto	40,74 zł
------------	-----------------

Dostępność	
------------	--



Czas wysyłki	24 godziny
--------------	-------------------

Numer katalogowy	SM -TGO-PS-SVC2476
------------------	---------------------------

Opis produktu

Pas unieruchamiający na nadgarstek lub kostkę z metalową sprzączką - zestaw 2 szt.

Pas unieruchamiający z metalową sprzączką to praktyczne rozwiązanie do stabilizacji **nadgarstka lub kostki** w warunkach opieki medycznej i placówkach specjalistycznych. Produkt wykonano z miękkiej bawełny, dzięki czemu dobrze przylega do ciała i pomaga ograniczyć ryzyko otarć. Zapięcie na mocny rzep ułatwia dopasowanie, a dodatkowy pasek ze sprzączką umożliwia mocowanie do łóżka, wózka lub krzesła.

To model przeznaczony dla osób szukających prostego w obsłudze pasa stabilizującego na kończynę górną lub dolną. Sprawdzi się jako element wyposażenia uzupełniającego, a dzięki uniwersalnemu zastosowaniu może być używany zarówno na kostkę, jak i na nadgarstek.



Do czego służy pas z metalową sprzączką?

Pas służy do stabilizacji kończyny poprzez objęcie **nadgarstka lub kostki** i zamocowanie do wybranego elementu wyposażenia, takiego jak łóżko, wózek czy krzesło. Miękka obejma z bawełny zwiększa komfort użytkowania, a regulowany pasek ułatwia dopasowanie i mocowanie.

Jeżeli szukasz innych rozwiązań z tej grupy, zobacz również [pasy unieruchamiające](#) dostępne w tej kategorii oraz gotowe [komplety ograniczające ruchy](#).

Najważniejsze zalety

- zastosowanie na nadgarstek lub kostkę,
- miękka bawełna przyjazna dla skóry,
- zapięcie na mocny rzep,
- dodatkowy pasek z metalową sprzączką do mocowania,
- prosta obsługa i szybkie zakładanie,
- możliwość prania w temperaturze 40°C,
- uniwersalny rozmiar,
- **w zestawie 2 sztuki.**

Dane techniczne

- zastosowanie: nadgarstek lub kostka,
- materiał obejmy: miękka bawełna,
- zapięcie: mocny rzep,
- mocowanie: pasek z metalową sprzączką,
- długość obejmy na nadgarstek/kostkę (na płasko): 33 cm,
- szerokość obejmy: 8 cm,
- długość paska: ok. 114 cm,
- szerokość paska do wiązania: ok. 4 cm,
- rozmiar: uniwersalny,
- pranie: do 40°C,
- gwarancja: 12 miesięcy.

W skrócie

Bawełniany pas unieruchamiający na nadgarstek lub kostkę z metalową sprzączką to prosty i funkcjonalny model do mocowania do łóżka, wózka lub krzesła. Produkt ma miękką obejmę, mocny rzep i dodatkowy pasek do wiązania. **Oferta dotyczy zestawu 2 sztuk**, co ułatwia wyposażenie stanowiska lub uzupełnienie zapasu.



Cechy produktu

- wykonany z miękkiej bawełny,
- chroni skórę przed otarciami,
- zapewnia stabilne podtrzymanie nadgarstka lub kostki,
- wyposażony w pasek ze sprzączką do mocowania,
- może być mocowany do łóżka, krzesła lub wózka,
- wygodny w codziennym użytkowaniu,
- łatwy do utrzymania w czystości,
- solidnie wykonany,
- estetycznie wykończony,
- sprzedawany jako **zestaw 2 sztuk**.

Ważne informacje zakupowe

- oferta dotyczy **zestawu 2 sztuk**,
- produkt dostępny w rozmiarze uniwersalnym,
- możliwość prania w temperaturze 40°C,
- gwarancja: 12 miesięcy.

Jeżeli interesują Cię również inne rozwiązania z tej grupy, sprawdź także [skórzane pasy unieruchamiające ręce i nogi](#), [pas unieruchamiający nogi z kluczem magnetycznym](#) oraz [pas trzymający na brzuch](#).



Film instruktażowy

Poniżej znajduje się materiał prezentujący sposób użycia produktu:

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.