

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/pas-operacyjny-do-unieruchamiania-pacjenta-p-2299.html>



Skórzany pas operacyjny do unieruchamiania pacjenta (stół operacyjny/zabiegowy)

Cena brutto **405,00 zł**

Cena netto **329,27 zł**

Dostępność



Czas wysyłki **24 godziny**

Numer katalogowy **SM-RH-SPDUP**

Opis produktu

Skórzany pas operacyjny do unieruchamiania pacjenta to wyposażenie medyczne przeznaczone do **stabilizacji pacjenta na stole operacyjnym lub zabiegowym** podczas procedur wykonywanych przez personel medyczny. Produkt wspiera utrzymanie bezpiecznej pozycji pacjenta i ogranicza ryzyko niekontrolowanego przesunięcia ciała w trakcie zabiegu.

Pas został wykonany ze skóry juchtowej i podszyty filcem, dzięki czemu jest **trwały, solidny i odporny na intensywne użytkowanie**. Konstrukcja została zaprojektowana z myślą o komforcie stosowania oraz ochronie ciała pacjenta przed otarciami przy prawidłowym użyciu. Elementy zapięcia zachowują estetykę i funkcjonalność przez długi czas eksploatacji.

Model ten znajduje zastosowanie m.in. w salach operacyjnych, zabiegowych oraz innych placówkach medycznych, w których wymagane jest czasowe ustabilizowanie pozycji pacjenta zgodnie z procedurami jednostki.

Cechy produktu

- skórzany pas operacyjny do stabilizacji pacjenta
- przeznaczenie: stół operacyjny i stół zabiegowy
- trwała konstrukcja do intensywnego użytkowania
- ograniczenie ryzyka otarć przy prawidłowym stosowaniu
- wykonanie ze skóry juchtowej
- podszycie filcowe zwiększające komfort kontaktu z ciałem
- regulacja obwodu zapięcia
- prosta obsługa przez personel medyczny
- polska produkcja

Najważniejsze parametry

- **szerokość pasa:** część węższa ok. 4 cm, część szersza ok. 6 cm
- **długość całkowita:** ok. 205 cm
- **maksymalny obwód zapięcia:** ok. 194 cm
- **minimalny obwód zapięcia:** ok. 165 cm
- **materiał:** skóra juchtowa
- **wykończenie od strony kontaktu:** podszycie filcowe

Dobór pasa: jeśli szukasz rozwiązań do innych zastosowań (np. pasów na nadgarstki, kostki, uda lub klatkę piersiową), sprawdź również kategorię: [pasy unieruchamiające pacjenta](#).

Warto porównać także pokrewne modele: [pas na klatkę piersiową](#), [pas na nogi \(kostki\)](#) oraz [pas na nadgarstki](#). Dzięki temu łatwiej dopasujesz rozwiązanie do miejsca użycia i rodzaju stabilizacji.

Sposób konserwacji

Czyścić zgodnie z zaleceniami producenta. W opisie producenta wskazano delikatne czyszczenie olejem jadalnym rozcieńczonym w wodzie lub rybim tranem.