

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/pas-skorzany-do-stolu-pionizacyjnego-p-2275.html>

Skórzany pas stabilizacyjny do stołu pionizacyjnego



Cena brutto	369,00 zł
Cena netto	341,67 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni

Opis produktu

Skórzany pas stabilizacyjny do stołu pionizacyjnego to akcesorium przeznaczone do stabilizacji pacjenta podczas pionizacji i wybranych procedur rehabilitacyjnych. Stosowany jest w gabinetach fizjoterapii, oddziałach rehabilitacyjnych oraz placówkach opieki, gdzie ważne są bezpieczeństwo pacjenta i pewne mocowanie do stołu pionizacyjnego.

Skórzany pas stabilizacyjny do stołu pionizacyjnego przeznaczony jest do bezpiecznej stabilizacji pacjenta podczas pionizacji oraz wybranych procedur rehabilitacyjnych prowadzonych na stole pionizacyjnym. Produkt wykonano z wytrzymałej **skóry juchtowej**, cenionej za trwałość, odporność na intensywne użytkowanie i estetyczny wygląd.

Pas mocowany jest za pomocą **czterech skórzanych pasków zapinanych na klamry** do uchwytów lub rur prowadzących znajdujących się po bokach stołu. Takie rozwiązanie pozwala uzyskać stabilne podparcie tułowia pacjenta i ogranicza ryzyko przesunięcia się ciała podczas zmiany kąta pionizacji.

Model ten sprawdza się jako element wyposażenia w gabinetach fizjoterapii, oddziałach rehabilitacyjnych, placówkach opieki oraz wszędzie tam, gdzie wykorzystywane są [stoły i urządzenia do pionizacji](#). W zależności od konstrukcji stołu oraz potrzeb terapeutycznych podczas pionizacji stosuje się zwykle dwa lub trzy pasy.

Jeżeli szukasz również innych rozwiązań do stabilizacji pacjenta, sprawdź także [pasy stabilizujące](#) oraz [pas do stabilizacji pacjenta do stołu pionizacyjnego](#).

Najważniejsze cechy produktu:

- wykonanie z solidnej skóry juchtowej,
- 4 paski mocujące zapinane na klamry,
- stabilizacja tułowia pacjenta podczas pionizacji,
- mocowanie do uchwytów lub rur bocznych stołu,
- zastosowanie w rehabilitacji, opiece i pionizacji pacjenta.

Zastosowanie:

- pionizacja pacjenta w placówkach rehabilitacyjnych,
- wyposażenie stołów pionizacyjnych w gabinetach fizjoterapii,
- stabilizacja tułowia podczas ćwiczeń i terapii pionizacyjnej,
- wsparcie pracy personelu medycznego i opiekuńczego.

Wymiary pasa:

-
- długość całkowita pasa: ok. 220 cm,
 - wysokość pasa: 15 cm,
 - wymiary peloty: 58 × 15 cm,
 - długość pojedynczego paska mocującego: ok. 90 cm,
 - długość użytkowa paska: ok. 82 cm.