

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/pas-stabilizujacy-miednice-standardowy-p-388.html>

## Pas stabilizujący miednicę standardowy



Cena brutto	<b>85,00 zł</b>
Cena netto	<b>78,70 zł</b>
Dostępność	<b>W magazynie</b>
Czas wysyłki	<b>1-3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>SM-TGO-PS-SCP4300</b>

### Opis produktu

Prezentowany pas stabilizujący przeznaczony jest do stosowania na miednicę. Używa się go głównie przy bólach stawów krzyżowo-biodrowych oraz w celu stabilizacji złamań miednicy.

Pas stabilizujący na miednicę wykonany jest z bardzo wytrzymałej tkaniny bawełniano-poliestrowej. Poza tym można go prac w temperaturze 40 stopni. Jedną z zalet tego pasa jest regulowana długość. Pas posiada zapięci na klamrę. Z powodzeniem może być zastosowany zarówno do krzesła jak i wózka inwalidzkiego. Produkt ten przeznaczony jest dla pacjentów cierpiących na wiele różnych dolegliwości. Ponadto pas charakteryzuje solidne wykonanie oraz estetyczny wygląd. Dodatkowym atutem pasa jest prosta obsługa.

<b>PAS STABILIZUJĄCY MIEDNICE</b>	SCP 4300M	90-165 cm
	SCP 4300L	115-200 cm

#### Cechy pasa:

- prosty w użyciu
- przeznaczony do stosowania na miednicę
- może być używany dla różnych pacjentów
- regulowana długość
- możliwość zastosowania do krzesła lub wózka
- wykonany z bardzo wytrzymałej tkaniny bawełniano-poliestrowej

- 
- posiada zapięcie na klamrę
  - estetyczny wygląd
  - możliwość prania w temp. 40 stopni
  - solidne wykonanie
  - wygodny w noszeniu
  - dostępny w rozmiarze M (91-165cm) i L (115-200cm)

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Pas stabilizujący - rozmiar:** M , L (+ 5,00 zł )