

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/pas-trzymajacy-na-brzuch-p-911.html>



Pas trzymający na brzuch

Cena brutto	196,00 zł
Cena netto	181,48 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	SM-TGO-PS-SCP4500

Opis produktu

Pas stabilizujący na brzuch jest produktem, który chroni pacjenta przed spadnięciem z łóżka lub noszy. Wykonany został on z bardzo wytrzymałej tkaniny bawełniano-poliestrowej, którą z łatwością można zachować w czystości. Pas stabilizujący na brzuch ogranicza możliwość obrotu pacjenta lub też zmianę przez niego pozycji. Produkt dostępny jest w rozmiarze uniwersalnym i pasuje do każdej talii.

Oprócz tego pas ten ułatwia opiekę nad pacjentem, jak również zapewnia bezpieczeństwo oraz wygodę podczas użytkowania. Ten unieruchamiający pas ma możliwość zapinania na rzep lub klamrę. Do istotnych zalet pasa zalicza się również prostą obsługę, solidne wykonanie oraz estetyczny wygląd.



Cechy pasa:

- prosty w użyciu
- przeznaczony do stabilizacji pacjenta na łóżku lub noszach
- może być używany dla różnych pacjentów
- wykonany z bardzo wytrzymałej tkaniny bawełniano-poliestrowej
- posiada zapięcie na rzep lub klamrę
- estetyczny wygląd
- możliwość prania w temp. 40 stopni
- solidne wykonanie
- dostępny w rozmiarze uniwersalnym 84-105cm)

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.