

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/pas-unieruchamiajacy-na-klatke-piersiowa-p-2177.html>

Skórzany pas unieruchamiający na klatkę piersiową do łóżka

Cena brutto **419,00 zł**Cena netto **340,65 zł**

Dostępność

Czas wysyłki **24 godziny**Numer katalogowy **SM-RH-PUNKP**

Opis produktu

Skórzany pas unieruchamiający na klatkę piersiową do łóżka to element systemu zabezpieczającego, stosowany do stabilizacji pacjenta poprzez **mocowanie do ramy łóżka**. Produkt jest przeznaczony do użycia przez przeszkolony personel - zawsze zgodnie z procedurami placówki i obowiązującymi przepisami.

Skrót parametrów: długość pasa ok. **125 cm** (z paskami do regulacji: **zakres zapięcia 135-165 cm**), szerokość ok. **6,5 cm**, szerokość pasków/łączników do ramy łóżka ok. **3 cm**. **Przeznaczenie:** klatka piersiowa. **Mocowanie:** do ramy łóżka.

Zastosowanie

- stabilizacja w obrębie **klatki piersiowej** pacjenta w łóżku szpitalnym lub rehabilitacyjnym,
- opieka szpitalna i długoterminowa - jako element **systemu pasów** dobieranego do sytuacji klinicznej,
- użycie wyłącznie w warunkach i na zasadach przyjętych w danej jednostce.

Mocowanie i dopasowanie

Pas jest mocowany do **ramy łóżka** za pomocą pasków/łączników. Przed wyborem produktu warto upewnić się, że konstrukcja łóżka umożliwia stabilne przypięcie (bez przesuwania pasków) oraz przeprowadzenie kontroli stanu skóry zgodnie z procedurą.

Najważniejsze cechy

- **skóra naturalna** - materiał wybierany pod intensywne użytkowanie,
- szeroki pas - stabilniejsze ułożenie i lepsze rozłożenie nacisku,
- metalowe sprzączki - wygodna regulacja i trwałe zapięcie,
- mocowanie do ramy łóżka - rozwiązanie praktyczne w placówkach medycznych.

Dane techniczne

Długość pasa	ok. 125 cm
Długość z paskami (zakres zapięcia)	ok. 135-165 cm

Szerokość pasa	ok. 6,5 cm
Szerokość pasków/łączników do ramy łóżka	ok. 3 cm
Przeznaczenie	klatka piersiowa
Mocowanie	do ramy łóżka

Ważne informacje (bezpieczeństwo)

- Dobór zakresu stabilizacji zależy od sytuacji klinicznej i standardów oddziału.
- Należy prowadzić regularne kontrole dopasowania i stanu skóry - zgodnie z procedurą placówki.
- Przed każdym użyciem sprawdź stan pasa, sprzączek oraz elementów mocujących.

Konserwacja i higiena

- czyścić delikatnie, zgodnie z zasadami pielęgnacji wyrobów skórzanych oraz procedurą placówki,
- unikać przemaczania i suszenia w wysokiej temperaturze (np. na grzejniku),
- po czyszczeniu skontrolować okucia i powierzchnię pasa.

Uzupełnij system pasów

Zobacz kategorię: [pasy unieruchamiające](#). Jeśli kompletujesz system do łóżka, sprawdź także: [pas unieruchamiający na rękę](#), [pas unieruchamiający na nogi](#) oraz [pas unieruchamiający na uda](#).

Cena obejmuje tylko pas unieruchamiający na klatkę piersiową (1 szt.).