

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/pas-unieruchamiajacy-na-kostki-p-370.html>

Pas unieruchamiający na kostki

Cena brutto **635,00 zł**Cena netto **587,96 zł**

Dostępność

Czas wysyłki **24 godziny**Numer katalogowy **SM-TGO-PU-SVF3352**

Opis produktu

Prezentowany pas psychiatryczny zakładany jest na kostki w celu unieruchomienia pacjenta. Stosowany jest w przypadku stanów psychicznych bądź przy braku koordynacji ruchowej. Ma on zastosowanie w placówkach medycznych, ale również w domu pacjenta. Pas unieruchamiający pacjenta na nogi / na kostki jest bardzo prosty w obsłudze, a jego zapięcie następuje za pomocą magnetycznych zamków otwieranych magnetycznym kluczem. Pas psychiatryczny na kostki ten jest bardzo wytrzymały, dzięki wzmocnieniom na całej jego długości. Wykonany jest w 100% z poliestru co ułatwia jego czyszczenie. Do pielęgnacji pasa można stosować środki chemiczne bądź sterylizację w autoklawie. Pas unieruchamiający na nogi ma otwory, które chronione są metalowymi oczkami. Natomiast metalowe elementy pasa nie ulegają korozji. Produkt ten jest bardzo odporny na różnego rodzaju uszkodzenia. Jego dodatkową zaletą jest staranne i estetyczne wykonanie. Pas ten dostępny jest w rozmiarze M, L.



Sposób montażu pasa na nogi / kostki

wewnętrzna strona pasa - chroni przed otarciem

Pas unieruchamiający na kostki / nogi dostępny jest w rozmiarach:

M - obwód od 19 do 25cm, szerokość 8cm,

L - obwód od 25 do 30cm, szerokość 8cm

Cechy pasa unieruchamiającego na nogi / kostki:

- przeznaczony na kostki
- posiada dodatkowe wzmocnienia na długości
- odporny i wytrzymały na uszkodzenia
- otwory pasa zabezpieczone są metalowymi oczkami
- metalowe elementy pasa nie ulegają korozji
- wykonany w 100% z poliestru
- łatwy w utrzymaniu czystości
- do czyszczenia pasa można użyć środków chemicznych
- odporny na pranie w wysokich temperaturach (90°)
- posiada także możliwość sterylizacji w autoklawie
- zapięcie pasa odbywa się za pomocą kluczy magnetycznych
- łatwy w obsłudze
- nie zawiera lateksu - latex free
- wykonany z wysokiej jakości materiałów
- staranne i estetyczne wykonanie
- gwarancja: 24 miesiące
- dostępny w rozmiarze M, L





Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: S długość - 13 - 18cm (- 135,00 zł), M obwód - 19 - 25 cm , L obwód - 25 - 30cm