

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/pas-unieruchamiajacy-na-nadgarstki-p-369.html>

Pas unieruchamiający na nadgarstki

Cena brutto **565,00 zł**Cena netto **523,15 zł**

Dostępność

Czas wysyłki **24 godziny**Numer katalogowy **SM-TGO-PU-SVF3202**

Opis produktu

Prezentowany pas unieruchamiający służy do przymocowania pacjenta do łóżka. Stosowany jest w warunkach szpitalnych, a także domowych. Wykorzystuje się go w przypadku nieprzytomności pacjenta, w stanach psychicznych bądź braku koordynacji ruchowej. Pas ten przeznaczony jest jedynie do unieruchomienia nadgarstków. Jego zapięcie odbywa się za pomocą magnetycznych kluczy, a dodatkowo posiada wzmocnienia na całej długości. Pas wykonany jest w 100% z poliestru co sprawia, że jest łatwy do utrzymania w czystości. Istnieje możliwość czyszczenia go środkami chemicznymi bądź sterylizacji w autoklawie. Pas unieruchamiający nadgarstki wyposażony jest w otwory, które zabezpieczone są metalowymi oczkami. Metalowe elementy znajdujące się na pasie nie ulegają korozji. Ponadto pas ten jest bardzo wytrzymały i odporny na różnego rodzaju uszkodzenia. Dodatkowym atutem pasa jest łatwa obsługa oraz staranne i estetyczne wykonanie.


Latexfree

Pas unieruchamiający na nadgarstki / ręce dostępny jest w rozmiarach:

M - obwód od 15 do 20cm, szerokość pasa 8cm,
L - obwód od 20 do 25cm, szerokość pasa 8cm



wewnętrzna strona pasa - chroni przed otarciem

Cechy pasa unieruchamiającego na rękę:

- pas przeznaczony do unieruchomienia nadgarstków
- posiada dodatkowe wzmocnienia na całej długości
- odporny i wytrzymały na uszkodzenia
- otwory pasa zabezpieczone są metalowymi oczkami
- metalowe elementy pasa nie ulegają korozji
- wykonany w 100% z poliestru
- łatwy w utrzymaniu czystości
- odporny na pranie w wysokich temperaturach (90°)
- do czyszczenia pasa można użyć środków chemicznych
- posiada także możliwość sterylizacji w autoklawie
- zapięcie pasa odbywa się za pomocą kluczy magnetycznych
- łatwy w obsłudze - szybkie zapięcie
- nie zawierają lateksu - Latex free
- staranne i estetyczne wykonanie
- gwarancja: 24 miesiące
- dostępny w rozmiarze: M, L



Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: M obwód - 15 - 20cm , L obwód - 20 - 25cm