

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/pas-unieruchamiajacy-na-tulow-p-368.html>

Pas unieruchamiający na tułów



Cena brutto	1 035,00 zł
Cena netto	958,33 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	SM-TGO-PU-SVF3002

Opis produktu

Prezentowany pas unieruchamiający służy do przymocowania pacjenta do łóżka. Stosowany jest w warunkach szpitalnych, a także domowych. Wykorzystuje się go w przypadku nieprzytomności pacjenta, w stanach psychicznych bądź braku koordynacji ruchowej. Pas ten przeznaczony jest jedynie do unieruchomienia tułowia. Jego zapięcie odbywa się za pomocą magnetycznych kluczy, a dodatkowo posiada wzmocnienia na całej długości. Pas wykonany jest w 100% z poliestru co sprawia, że jest łatwy do utrzymania w czystości. Istnieje możliwość czyszczenia go środkami chemicznymi bądź sterylizacji w autoklawie. Pas unieruchamiający tułów wyposażony jest w otwory, które zabezpieczone są metalowymi oczkami. Metalowe elementy znajdujące się na pasie nie ulegają korozji. Ponadto pas ten jest bardzo wytrzymały i odporny na różnego rodzaju uszkodzenia. Dodatkowym atutem pasa jest łatwa obsługa oraz staranne i estetyczne wykonanie.

PAS OGRANICZAJĄCY RUCHY NA TUŁÓW	SVF 3001	S (dł. 46-76 cm, szer. 16 cm)
	SVF 3000	M (dł. 68-108 cm, szer. 18 cm)
	SVF 3002	L (dł. 95-135 cm, szer. 18 cm)
	SVF 3003	XL (dł. 115-150 cm, szer. 18 cm)



Cechy pasa unieruchamiającego na tułów:

- przeznaczony do unieruchomienia tułowia
- dostępny w rozmiarach - S, M, L, XL (S i XL na zamówienie specjalne)
- posiada dodatkowe wzmocnienia na długości
- odporny i wytrzymały na uszkodzenia
- otwory pasa zabezpieczone są metalowymi oczkami
- metalowe elementy pasa nie ulegają korozji
- wykonany w 100% z poliestru
- łatwy w utrzymaniu czystości
- do czyszczenia pasa można użyć środków chemicznych
- posiada także możliwość sterylizacji w autoklawie
- odporne na pranie w wysokich temperaturach (90°)
- zapinanie pasa odbywa się za pomocą kluczy magnetycznych
- nie zawierają lateksu - Latex free
- łatwy w obsłudze - szybkie zapinanie
- gwarancja: 24 miesiące
- staranne i estetyczne wykonanie





Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: M obwód - 68 - 108cm , L obwód - 95 - 135cm , XL -obwód 115 - 150cm