

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/pas-unieruchamiajacy-na-uda-p-371.html>

Pas unieruchamiający na uda



Cena brutto	660,00 zł
Cena netto	611,11 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	SM-TGO-PU-SVF3600

Opis produktu

Pas ten zakładany jest na uda w celu unieruchomienia pacjenta. Stosowany jest w przypadku nieprzytomności pacjenta, w stanach psychicznych bądź braku koordynacji ruchowej. Pas ma swoje zastosowanie w szpitalach, ale także w domach pacjentów. Jego celem jest przymocowanie pacjenta do łóżka. Pas unieruchamiający na uda wykonany jest z 100 % poliestru co sprawia, że jest łatwy do utrzymania w czystości. Do pielęgnacji pasa można stosować środki chemiczne lub sterylizację w autoklawie. Pas ten jest bardzo prosty w obsłudze i zapinany jest za pomocą magnetycznych kluczy. Zaletą tego pasa są dodatkowe wzmocnienia na całej długości. Pas unieruchamiający na uda wyposażony jest w otwory, które zabezpieczone są metalowymi oczkami. Metalowe elementy znajdujące się na pasie nie ulegają korozji. Jest to pas bardzo wytrzymały i odporny na różnego rodzaju uszkodzenia. Poza tym jest starannie wykonany co sprawia, że posiada estetyczny wygląd.

PAS
OGRANICZAJĄCY
RUCHY NA UDO

SVF 3600

UNIWERSALNY
(dł. 32-64 cm, szer. 8 cm)



Cechy pasa:

- stosowany na uda
- posiada dodatkowe wzmocnienia na długości
- odporny i wytrzymały na uszkodzenia
- otwory pasa zabezpieczone są metalowymi oczkami
- metalowe elementy pasa nie ulegają korozji
- wykonany w 100% z poliestru
- łatwy w utrzymaniu czystości
- do czyszczenia pasa można użyć środków chemicznych
- posiada także możliwość sterylizacji w autoklawie
- odporne na pranie w wysokich temperaturach (90°)
- zapięcie pasa odbywa się za pomocą kluczy magnetycznych
- łatwy w obsłudze - szybkie zapinanie
- gwarancja: 24 miesiące
- staranne i estetyczne wykonanie
- nie zawierają lateksu - Latex free
- rozmiar uniwersalny (długość 32 - 64cm, szerokość 8cm)



Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: UNIwersalny obwód 32 - 64 cm