

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/pas-unieruchamiajacy-na-uda-p-764.html>

Skórzany pas unieruchamiający na uda do łóżka



Cena brutto	419,00 zł
-------------	------------------

Cena netto	340,65 zł
------------	------------------

Dostępność	
------------	--



Czas wysyłki	24 godziny
--------------	-------------------

Numer katalogowy	SM-RH-PUNU
------------------	-------------------

Opis produktu

Skórzany pas unieruchamiający na uda do łóżka to element systemu zabezpieczającego, stosowany do czasowego ograniczenia niekontrolowanych ruchów pacjenta poprzez stabilne mocowanie do **ramy łóżka**. Produkt jest przeznaczony do użycia przez przeszkolony personel - zawsze zgodnie z procedurami placówki.

Skrót parametrów: długość pasa ok. **125 cm**, szerokość ok. **6,5 cm**. Z paskami do regulacji: **zakres zapięcia 135-165 cm**. Taśmy/łączniki do ramy łóżka: ok. **3 cm** szerokości.

Zastosowanie

- stabilizacja w obrębie **ud** pacjenta w łóżku szpitalnym lub rehabilitacyjnym,
- opieka szpitalna i długoterminowa - jako element zestawu pasów zabezpieczających,
- użycie wyłącznie zgodnie z procedurą oddziału i obowiązującymi przepisami.

Najważniejsze cechy

- **skóra naturalna** - trwała i odporna na intensywne użytkowanie,
- szeroki pas (ok. 6,5 cm) - stabilne ułożenie i lepsze rozłożenie nacisku,
- mocowanie do ramy łóżka za pomocą pasków/łączników,
- metalowe sprzączki - pewne dopasowanie i trwałe zapięcie,
- czytelne parametry - łatwiejsze dopasowanie do łóżka i procedur.

Dane techniczne

Długość pasa	ok. 125 cm
Długość z paskami (zakres zapięcia)	ok. 135-165 cm
Szerokość pasa	ok. 6,5 cm
Szerokość pasków/łączników do ramy łóżka	ok. 3 cm

Przeznaczenie	na uda
Mocowanie	do ramy łóżka

Ważne informacje (bezpieczeństwo)

- Dobór zakresu zabezpieczenia pacjenta zależy od sytuacji klinicznej i standardów oddziału.
- Należy prowadzić regularne kontrole stanu skóry i dopasowania - zgodnie z procedurą placówki.
- W Polsce zasady stosowania unieruchomienia są regulowane przepisami - decyzja i sposób użycia muszą być zgodne z prawem oraz procedurami placówki.

Konserwacja i higiena

- czyścić delikatnie, zgodnie z zasadami pielęgnacji wyrobów skórzanych oraz procedurą placówki,
- unikać przemaczania i suszenia w wysokiej temperaturze (np. na grzejniku),
- przed użyciem sprawdzić stan skóry, sprzączek i elementów mocujących.

Uzupełnij system pasów

Zobacz kategorię: [pasy unieruchamiające](#). Jeśli kompletujesz pełny zestaw do łóżka, sprawdź również: [pas unieruchamiający na rękę](#), [pas unieruchamiający na nogi](#) oraz [pas na klatkę piersiową](#).

Cena obejmuje tylko pas unieruchamiający na uda (1 szt.).