

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/pas-unieruchamiajacy-nogi-z-kluczem-magnetycznym-p-2998.html>



Skórzany pas unieruchamiający nogi z kluczem magnetycznym do łóżka

Cena brutto	580,00 zł
Cena netto	471,54 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	SM-RH-PUNR-KM-N

Opis produktu

Skórzany pas unieruchamiający nogi z kluczem magnetycznym do łóżka

Skórzany pas unieruchamiający nogi z kluczem magnetycznym to element wyposażenia medycznego przeznaczony do stabilizacji obu nóg pacjenta jednocześnie po zamocowaniu do ramy łóżka szpitalnego lub rehabilitacyjnego. Rozwiązanie zostało zaprojektowane do stosowania przez personel medyczny zgodnie z obowiązującymi procedurami oraz zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w placówce.

Pas wyposażono w dwa zamki magnetyczne oraz klucz, dzięki czemu dostęp do zapięć pozostaje pod kontrolą personelu. Konstrukcja ze skóry bydlęcej, metalowe sprzączki z powłoką antykorozyjną i wytrzymałe przeszycia zwiększają trwałość produktu w codziennym użytkowaniu. Regulowane mocowania na kostki pozwalają lepiej dopasować pas do pacjenta i konkretnej sytuacji klinicznej.

Zastosowanie

Produkt przeznaczony jest do stabilizacji kończyn dolnych pacjenta w łóżku. Sprawdza się tam, gdzie wymagane jest kontrolowane ograniczenie ruchu nóg przy zachowaniu powtarzalnego i trwałego sposobu mocowania do ramy łóżka. Tego typu rozwiązanie jest wykorzystywane w placówkach medycznych i opiekuńczych zgodnie z wewnętrznymi procedurami oraz obowiązującymi przepisami.

Najważniejsze cechy

- przeznaczony do unieruchamiania obu nóg jednocześnie,
- dwa zamki magnetyczne i klucz w zestawie,
- mocowanie do ramy łóżka za pomocą skórzanych łączników ze sprzączkami,
- regulowane mocowania na kostki,
- skóra bydlęca o wysokiej trwałości,
- sprzączki i nity zabezpieczone przed korozją,
- wytrzymałe nici i solidne wykończenie.

Parametry

Długość pasa: 125 cm

Szerokość pasa: 6,5 cm

Zapięcie: 2x zamki magnetyczne + klucz

Mocowanie: do ramy łóżka

Materiał: skóra bydlęca

Skrót parametryczny

Pas ma długość 125 cm i szerokość 6,5 cm. Przeznaczony jest do mocowania obu nóg pacjenta do ramy łóżka. W zestawie znajdują się dwa zamki magnetyczne oraz klucz. Konstrukcję wykonano ze skóry bydlęcej z metalowymi elementami odpornymi na korozję.

Ważna informacja

Cena dotyczy wyłącznie pasa unieruchamiającego nogi. Jeżeli placówka kompletuje pełniejszy system stabilizacji pacjenta w łóżku, warto dobrać także pasy na ręce, uda oraz klatkę piersiową lub gotowy komplet pasów.

Sposób konserwacji

Produkt należy czyścić zgodnie z zaleceniami producenta. W obecnym opisie źródłowym wskazano delikatne czyszczenie olejem jadalnym rozcieńczonym w wodzie lub rybim tranem.

Powiązane pasy unieruchamiające

Jeżeli kompletujesz wyposażenie oddziału lub chcesz dobrać pozostałe elementy systemu stabilizacji pacjenta, zobacz także inne produkty z tej samej grupy. Takie linkowanie wzmacnia semantykę kategorii i ułatwia użytkownikowi przejście do właściwych wariantów.

- [pas unieruchamiający na ręce z kluczem magnetycznym](#)
- [pas na klatkę piersiową do łóżka szpitalnego](#)
- [pas unieruchamiający na uda](#)
- [skórzany pas unieruchamiający na nogi](#)
- [komplet pasów z kluczem magnetycznym](#)
- [pozostałe pasy unieruchamiające](#)