



Skórzane pasy unieruchamiające pacjenta - zestaw 5 el. (nadgarstki, kostki, klatka/uda)

Cena brutto **1 059,00 zł**Cena netto **860,98 zł**

Dostępność

Czas wysyłki **24 godziny**Numer katalogowy **SM-RH-RNK**

Opis produktu

Skórzane pasy unieruchamiające pacjenta - zestaw 5 elementów

Zestaw jest przeznaczony do zastosowań medycznych, gdy konieczne jest **czasowe ograniczenie ruchów pacjenta** - wyłącznie zgodnie z procedurami placówki i pod nadzorem przeszkolonego personelu. Skóra i filcowe podszycie obejm wspierają trwałość oraz komfort kontaktu ze skórą.

Skrót parametryczny: 5 elementów: 2x pas na **nadgarstki**, 2x pas na **kostki** + pas na **klatkę piersiową lub uda**. Regulacja: nadgarstek **13-30 cm** (9 otworów), kostka **17,5-34 cm** (6 otworów). Pas tułowia/ud: długość ok. **125 cm**, zakres zapięcia (z paskami regulacji) ok. **135-165 cm**.

Zastosowanie (placówki medyczne)

Pasy tego typu są stosowane w sytuacjach wymagających zabezpieczenia pacjenta przed urazem własnym lub otoczenia, m.in. w warunkach szpitalnych, opiekuńczych i ratowniczych - zawsze zgodnie z przepisami oraz procedurami placówki.

Co zawiera zestaw

- 2 pasy do unieruchomienia **nadgarstków**,
- 2 pasy do unieruchomienia **kostek**,
- 1 pas do zastosowania na **klatkę piersiową lub uda**,
- filcowe podszycie obejm od strony kontaktu ze skórą,
- metalowe elementy (sprzączki/okucia) przystosowane do pracy w środowisku placówki.

Dopasowanie i wymiary

Parametr	Wartość
Nadgarstek - obwód	ok. 13-30 cm (9 otworów regulacji)
Kostka - obwód	ok. 17,5-34 cm (6 otworów regulacji)
Szerokość obejm (nadgarstek/kostka)	ok. 6,5 cm
Szerokość pasa mocującego do ramy łóżka	ok. 3 cm
Długość całkowita pasa (kończyny)	kostki ok. 41,5 cm; nadgarstki ok. 37 cm

Pas klatka piersiowa/uda

długość ok. 125 cm; zakres zapięcia (z paskami regulacji) ok. 135-165 cm; szerokość ok. 6,5 cm; łączniki do ramy łóżka ok. 3 cm

Materiał i wykonanie

- **Skóra** - odporna na intensywne użytkowanie w warunkach placówki,
- **Filc** od wewnątrz obejm - pomaga ograniczyć ryzyko otarć,
- **Podwójne przeszycia** w newralgicznych miejscach,
- metalowe sprzączki/okucia - stabilne mocowanie i regulacja.

Pielęgnacja i higiena

Skórę czyścić miękką, lekko wilgotną ściereczką; unikaj moczenia i agresywnych detergentów. W placówkach stosuj środki i procedury higieniczne zgodne z wewnętrznymi standardami.

Powiązane produkty

- Zobacz kategorię: [pasy unieruchamiające](#)
- Mniejszy zestaw (4 elementy - nadgarstki + kostki): [skórzane pasy unieruchamiające – zestaw 4 szt.](#)
- Rozbudowany komplet: [komplet pasów ze skóry do unieruchomienia pacjenta](#)

Uwaga: produkt przeznaczony do stosowania w warunkach placówki medycznej przez przeszkolony personel, zgodnie z procedurami i obowiązującymi przepisami.