

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/pasy-unieruchamiajace-pacjenta-skorzane-p-3338.html>

Skórzane pasy unieruchamiające pacjenta do łóżka - komplet 6 el. (nadgarstki, kostki, klatka, uda)

Cena brutto **1 478,00 zł**Cena netto **1 201,63 zł**

Dostępność

Czas wysyłki **24 godziny**Numer katalogowy **SM-RH-RNKU**

Opis produktu

Skórzane pasy unieruchamiające pacjenta do łóżka - komplet 6 elementów

Komplet przeznaczony do zastosowań placówkowych, gdy - zgodnie z decyzją i procedurami jednostki - konieczne jest **czasowe ograniczenie ruchów pacjenta**. Zestaw wykonano ze skóry, a od strony kontaktu ze skórą zastosowano **filcowe podszycie**, aby poprawić komfort i ograniczyć ryzyko otarć.

Skrót parametryczny: komplet 6 el.: **2x nadgarstek**, **2x kostka**, pas do stabilizacji **klatki piersiowej** oraz **pas do stabilizacji ud**. Regulacja: nadgarstek **13-30 cm** (9 otworów), kostka **17,5-34 cm** (6 otworów). Mocowanie: **do ramy łóżka**.

Co zawiera zestaw

- 2 pasy do unieruchomienia **nadgarstków**,
- 2 pasy do unieruchomienia **kostek**,
- pas do stabilizacji **klatki piersiowej** (mocowanie do ramy łóżka),
- pas do stabilizacji **ud** (mocowanie do ramy łóżka),
- filcowe podszycie od strony kontaktu ze skórą,
- metalowe sprzączki/okucia do regulacji i stabilnego zapięcia.

Dopasowanie i wymiary

Parametr	Wartość
Nadgarstek - zakres regulacji	ok. 13-30 cm obwodu (9 otworów)
Kostka - zakres regulacji	ok. 17,5-34 cm obwodu (6 otworów)
Szerokość obejm (nadgarstek/kostka)	ok. 6,5 cm
Szerokość pasa mocującego do ramy łóżka	ok. 3 cm
Długość całkowita pasa (kończyny)	kostki ok. 41,5 cm ; nadgarstki ok. 37 cm
Pasy uda / klatka piersiowa	długość ok. 125 cm (z paskami do regulacji zakres zapięcia 135-165 cm); szerokość ok. 6,5 cm ; paski/łączniki do ramy łóżka ok. 3 cm ; przeznaczenie: klatka piersiowa lub uda

Materiał i wykonanie

- **Skóra** - odporna na intensywne użytkowanie w warunkach placówki,
- **Filc** od wewnątrz obejm - wspiera komfort kontaktu ze skórą,
- metalowe sprzączki/okucia - stabilna regulacja i zapięcie.

Higiena i pielęgnacja

Czyść miękką, lekko wilgotną ściereczką; unikaj moczenia i agresywnej chemii. W placówkach stosuj wyłącznie środki dopuszczone w procedurach higienicznych.

Powiązane produkty

- Kategoria: [pasy unieruchamiające](#)
- Alternatywa (zestaw 5 el.): [skórzane pasy unieruchamiające - 5 elementów](#)
- Rozbudowany komplet: [komplet pasów ze skóry do unieruchomienia pacjenta](#)

Uwaga: produkt do zastosowań medycznych - wyłącznie przez przeszkolony personel i zgodnie z procedurami oraz obowiązującymi przepisami (w określonych sytuacjach temat bywa kwalifikowany jako „przymus bezpośredni”).