

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/pionizator-dla-doroslych-p-3222.html>

Pionizator dla dorosłych



Cena brutto	14 284,00 zł
Cena netto	13 225,93 zł
Dostępność	Realizacja zamówienia do 35-40 dni roboczych
Numer katalogowy	SM-J-NSR P E COMFORT

Opis produktu

Pionizator dla dorosłych NSR P E COMFORT to nowoczesne urządzenie rehabilitacyjne, stworzone z myślą o osobach z ograniczoną mobilnością oraz pacjentach wymagających terapii kręgosłupa. Jego konstrukcja zapewnia pełne wsparcie podczas pionizacji oraz zabiegów chiropraktycznych, oferując szeroki zakres regulacji, co czyni go idealnym wyborem dla pacjentów z różnymi schorzeniami.

Kluczowe funkcje pionizatora dla dorosłych:

- **Regulacja kąta nachylenia blatu i podgłówek** – dostosowanie pozycji do indywidualnych potrzeb pacjenta.
- **Elektryczna regulacja wysokości podnóżka** – ułatwia pacjentom z problemami kręgosłupa wygodne ułożenie się na stole.
- **Blat o szerokości 56 cm** – zaprojektowany specjalnie do zabiegów rehabilitacyjnych i chiropraktycznych, oferując komfortową powierzchnię roboczą.
- **System jezdny** z 4 skrętnymi kółkami – zapewnia mobilność i łatwość przemieszczania stołu w obrębie gabinetu.
- **Pilot ręczny** – umożliwia łatwą regulację wysokości stołu, podestu oraz kąta nachylenia blatu, co zwiększa komfort użytkowania.

Wersja NSR P E COMFORT:

Model NSR P E COMFORT oferuje **elektryczną regulację wysokości** za pomocą siłownika, co znacznie usprawnia codzienną pracę rehabilitantów oraz komfort pacjentów. Dzięki temu pionizator ten jest doskonałym wyborem zarówno dla ośrodków rehabilitacyjnych, jak i prywatnych gabinetów terapeutycznych.

Wyposażenie standardowe:

- Dwuczęściowy blat z otworem na twarz w podgłówniku.
- Regulowany podgłówek na sprężynie gazowej.
- Uchwyty na pasy stabilizujące z obu stron.
- Tapicerka skóropodobna w różnych kolorach (standard line).
- 3 pasy do stabilizacji pacjenta, zapinane na rzepy.
- Pilot ręczny do pełnej regulacji stołu.

Wyposażenie opcjonalne:

- Tapicerka winylowa z serii exclusive line.
- Możliwość wyboru koloru stelaża według palety RAL.

-
- Pilot nożny lub bezprzewodowy do regulacji wysokości.
 - Regulowany segment odcinka piersiowego oraz dodatkowy stolik do ćwiczeń.

Specyfikacja techniczna;

- Długość: 182 cm
- Szerokość: 56 cm
- Wysokość: od 67 cm do 94 cm
- Regulacja kąta nachylenia zagłówka: od -60 ° do +45 °
- Waga: 130 kg
- Regulacja kąta nachylenia leża: od 0 ° do +85 °
- Długość regulacji podnóżka: 15 cm

Pionizator dla niepełnosprawnych, taki jak NSR P E COMFORT, to niezastąpione narzędzie dla specjalistów, które nie tylko poprawia jakość rehabilitacji, ale także zwiększa bezpieczeństwo i wygodę pacjentów. Dzięki zaawansowanym funkcjom, jak elektryczna regulacja wysokości i solidna konstrukcja, idealnie sprawdzi się w codziennej terapii pionizacyjnej.

Do każdego zamówionego towaru **wystawiamy paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor tapicerki J: nie wybrano , 1 biały , 4 zieleń medyczna , 5 błękit , 6 granat , 7 ecru , 8 kremowy , 9 seledyn , 10 niebieski , 11 miodowy , 12 bordowy , 13 czerwony , 14 , 15 pomarańczowy , 16 beżowy , 17 turkusowy , 18 czarny , 19 żółty , 20 szary , 21 zielony trawiasty , 22 brązowy , 23 fuksja , 24 fioletowy , 25 limonka , 26 miętowy , 101 perła (+ 120,00 zł) , 102 miedziowy (+ 120,00 zł) , 106 śliwka (+ 120,00 zł) , 107 morski (+ 120,00 zł) , 108 grafit (+ 120,00 zł) , 110 rudy (+ 120,00 zł) , 111 niebieski jeans (+ 120,00 zł) , 112 jasnoszary (+ 120,00 zł) , 109 (+ 120,00 zł)

Wybierz kolor stelaża RAL J: brak , Biały połysk , 1015 połysk (+ 100,00 zł) , 7016 mat (+ 100,00 zł) , 8019 mat (+ 100,00 zł) , 9005 mat (+ 100,00 zł) , 9006 mat (+ 100,00 zł)

Pilot regulacji elektrycznej J: PR - pilot ręczny , PN - pilot nożny standard (zamiast ręcznego) (+ 315,00 zł) , PN R Pilot nożny standard z pilotem ręcznym (+ 515,00 zł)

Stolik do ćwiczeń: nie , tak (+ 434,00 zł)

Reg. odcinka piersiowego: nie , tak (+ 1 154,00 zł)