

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/pionizator-dla-niepelnosprawnych-p-170.html>



## Pionizator dla niepełnosprawnych

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Cena brutto      | <b>6 976,00 zł</b>     |
| Cena netto       | <b>6 459,26 zł</b>     |
| Czas wysyłki     | <b>5-7 dni</b>         |
| Numer katalogowy | <b>SM-TM-SP-SP-I/E</b> |

### Opis produktu

#### Pionizator dla Niepełnosprawnych SP-I - Nowoczesne Rozwiązanie Rehabilitacyjne

**Pionizator dla niepełnosprawnych SP-I** to zaawansowane urządzenie zaprojektowane z myślą o wsparciu pacjentów z ograniczoną mobilnością. Idealny zarówno do użytku w szpitalach (na oddziałach chirurgicznych, neurologicznych, ortopedycznych, kardiologicznych), jak i w warunkach domowych, zapewnia efektywną i bezpieczną pionizację oraz stabilizację pacjentów podczas rehabilitacji.

#### Kluczowe Funkcje i Zastosowanie

- **Elektryczna pionizacja** - Dzięki precyzyjnemu mechanizmowi elektrycznemu, pionizacja odbywa się płynnie i komfortowo za pomocą pilota, umożliwiając precyzyjne ustawienie pacjenta w pozycji pionowej.
- **Bezpieczna stabilizacja** - Standardowe wyposażenie obejmuje stabilizację głowy oraz pasy do stabilizacji klatki piersiowej, bioder i kończyn dolnych, co zapewnia stabilność i bezpieczeństwo pacjenta podczas terapii.
- **Łatwe przemieszczanie** - 4 skrzętne koła z hamulcami umożliwiają swobodne i bezpieczne przemieszczanie pionizatora z jednego miejsca na drugie.

#### Wyposażenie Standardowe

- **Jednolite leże z podestem** - Gwarantuje stabilność i komfort podczas pionizacji.
- **Stolik do ćwiczeń manualnych** - Drewniany stolik wspomaga aktywizację pacjenta w trakcie rehabilitacji.
- **Pasy stabilizujące** - 4 pasy zabezpieczające pacjenta na poziomie klatki piersiowej, bioder i kończyn dolnych.
- **Banan stabilizujący kończyny dolne** - Zapewnia dodatkowe wsparcie i stabilizację podczas pionizacji.

#### Wyposażenie Dodatkowe

- **Stabilizacja bioder i kończyn dolnych** - Opcjonalne akcesoria zapewniające dodatkowe wsparcie dla pacjentów wymagających pełnej stabilizacji.
- **Podest z sandałami stabilizującymi** - Dostępny w rozmiarach 23 cm, 26 cm, 29 cm i 32 cm, dostosowuje się do indywidualnych potrzeb pacjenta.
- **Akumulator** - Pozwala na pracę pionizatora bez konieczności podłączania do prądu.
- **System zabezpieczający** - Chroni przed niepożądaną zmianą ustawień, zapewniając bezpieczeństwo podczas użytkowania.

#### Parametry Techniczne

- 
- **Szerokość tapicerki:** 60 cm
  - **Szerokość konstrukcji:** 75 cm
  - **Długość:** 195 cm (możliwość dostosowania do wysokości pacjenta)
  - **Wysokość:** 72 cm
  - **Zakres pionizacji:** 0-90 stopni
  - **Maksymalne obciążenie:** 200 kg
  - **Waga urządzenia:** 70 kg
  - **Długość i szerokość podstawy jezdnej:** 150 x 68 cm
  - **Długość i szerokość podestu:** 40x40 cm
  - **Długość kabla zasilającego** 200cm (kabel spiralny)

## Zastosowanie w Rehabilitacji

Pionizator SP-I to wszechstronne narzędzie wspierające rehabilitację pacjentów z problemami neurologicznymi, ortopedycznymi i w procesie rekonwalescencji po operacjach. Dzięki nowoczesnej technologii i możliwości dostosowania wyposażenia, stół SP-I jest nieocenionym wsparciem w procesie rehabilitacji, zapewniając komfort i efektywność terapii.

Do każdego zamówionego towaru **wystawiamy paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Wybierz kolor tapicerki TMO:** 1-biel , 8 - zieleń medyczna , 12 - granat , 15 - czerni , 16 - błękit , 17 - zieleń trawiasta , 20 - beż , 21 - piasek , 22 - pistacja , 23 - niebieski , 25 - bordo , 27 - turkus , 29 - szarość , 30 - czerwien , 31 - pomarańcz , 53 - cytryna , 55 - fiolet , 56 - róż

**Akumulator TMO:** Nie , Tak (+ 1 008,00 zł )

**Podest z sandałami TMO:** Nie , Tak (+ 368,00 zł )

**Stabilizacja bioder TMO:** Nie , Tak (+ 519,00 zł )

**Stabilizacja kończyn dolnych TMO:** Nie , Tak (+ 360,00 zł )