

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/pionizator-elektryczny-p-173.html>



Pionizator elektryczny

Cena brutto	6 214,00 zł
Cena netto	5 753,70 zł
Czas wysyłki	5-7 dni
Numer katalogowy	SM-TM-SP-SP-1/E

Opis produktu

Elektryczny pionizator rehabilitacyjny z regulacją kąta nachylenia - nowoczesne wsparcie w terapii pacjentów

Pionizator elektryczny to zaawansowany **sprzęt rehabilitacyjny**, stworzony z myślą o pacjentach wymagających pionizacji w warunkach szpitalnych, klinicznych, a także w domowym zaciszu. Idealnie sprawdza się w procesie **rehabilitacji neurologicznej**, ortopedycznej, a także w leczeniu pacjentów po zabiegach chirurgicznych czy kardiologicznych. Dzięki **elektrycznej regulacji kąta nachylenia**, ten model zapewnia bezpieczną, płynną i komfortową pionizację pacjenta, co jest kluczowe w procesie terapeutycznym.

Zastosowanie i bezpieczeństwo użytkowania

Ten **pionizator dla dorosłych** charakteryzuje się solidną konstrukcją, zapewniającą pełną stabilizację pacjenta podczas zabiegu. Wyposażony w 3 pasy stabilizujące (klatkę piersiową, biodra oraz nogi), umożliwia pewne i bezpieczne przeprowadzenie procesu pionizacji. Dodatkowe drewniane uchwyty oraz regulowany podnózek z opcją sandałów to elementy, które zwiększają komfort użytkowania oraz wspomagają terapię.

Funkcjonalność i wygoda

Dzięki zastosowaniu **elektrycznego siłownika**, sterowanie kątem nachylenia leżyska odbywa się za pomocą ręcznego pilota, co znacząco ułatwia pracę terapeutę i zwiększa bezpieczeństwo pacjenta. **Pionizacja od 0 do 90 stopni** pozwala na dostosowanie pozycji ciała pacjenta w zależności od potrzeb terapii. **Pionizator elektryczny** jest mobilny – cztery kółka z hamulcami umożliwiają łatwe przemieszczenie go w dowolne miejsce, co jest istotne w szpitalach i ośrodkach rehabilitacyjnych.

Dostosowanie do indywidualnych potrzeb

Stół do pionizacji można dostosować do wzrostu pacjenta, zamawiając indywidualne wymiary. W standardzie oferowany jest model o szerokości tapicerki 60 cm, długości 195 cm i stałej wysokości 72 cm. Dodatkowo dostępne są różne opcje wyposażenia, takie jak stabilizatory kończyn dolnych, bioder, głowy czy **stolik do ćwiczeń manualnych**. Opcja wyposażenia w akumulator umożliwia użycie sprzętu bez podłączenia do prądu, co sprawia, że pionizator może być używany w każdym miejscu.

Parametry techniczne:

Długość 195 cm
Wysokość 72 cm

Szerokość 75 cm
Obciążenie 200kg
Waga bez dodatków 70kg
Regulacja kąta nachylenia 0- 90 °
Długość kabla zasilającego 200cm

Wyposażenie dodatkowe

- **Stabilizacja bioder** i kończyn dolnych (z możliwością wyboru rozmiaru podestów w 4 rozmiarach 23 cm, 26 cm, 29 cm, 32 cm)
- **Stabilizacja głowy** dla pacjentów z problemami neurologicznymi
- **Stabilizacja okolic krocza**
- **Stolik do ćwiczeń manualnych** oraz podest stabilizujący
- Akumulator zapewniający ciągłość pracy - możliwość użytkowania bez podłączenia do sieci



manualnej

Stolik do terapii



stabilizujący z sandałami w 4 uniwersalnych rozmiarach

Podest



okolic krocza

Stabilizator



Stabilizator głowy dla pacjentów neurologicznych



Element stabilizujący biodra w pionizatorze elektrycznym

Ten **pionizator rehabilitacyjny** jest idealnym rozwiązaniem dla ośrodków medycznych, które potrzebują solidnego i niezawodnego sprzętu. Dzięki nowoczesnym funkcjom, bezpieczeństwu użytkowania i możliwości dostosowania do indywidualnych potrzeb pacjenta, urządzenie to stanowi istotny element w procesie rehabilitacji.

Do każdego zamówionego towaru **wystawiamy paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz kolor tapicerki TMO: 1-biel , 8 - zieleń medyczna , 12 - granat , 15 - czerń , 16 - błękit , 17 - zieleń trawiasta , 20 - beż , 21 - piasek , 22 - pistacja , 23 - niebieski , 25 - bordo , 27 - turkus , 29 - szarość , 30 - czerwień , 31 - pomarańcz , 53 - cytryna , 55 - fiolet , 56 - róż

Akumulator TMO: Nie , Tak (+ 1 008,00 zł)

Banan stabilizujący TMO: Nie , Tak (+ 193,00 zł)

Podest z sandałami TMO: Nie , Tak (+ 368,00 zł)

Stabilizacja bioder TMO: Nie , Tak (+ 519,00 zł)

Stabilizacja głowy TMO: Nie , Tak (+ 519,00 zł)

Stabilizacja kończyn dolnych TMO: Nie , Tak (+ 360,00 zł)

Stolik do ćwiczeń TMO: Nie , Tak (+ 519,00 zł)