

Pionizator



Cena brutto	4 654,00 zł
Cena netto	4 309,26 zł
Czas wysyłki	5-7 dni
Numer katalogowy	SM-TM-SP-SP-I

Opis produktu

Pionizator rehabilitacyjny SP-I - profesjonalne wsparcie w rehabilitacji pacjentów

Pionizator rehabilitacyjny SP-I to innowacyjne urządzenie, które wspomaga proces rehabilitacji pacjentów w szpitalach (oddziały chirurgiczne, neurologiczne, ortopedyczne, kardiologiczne), a także w warunkach domowych. Dzięki solidnej konstrukcji i licznym funkcjom zapewnia bezpieczną stabilizację oraz stopniową pionizację pacjenta, co jest kluczowe w powrocie do pełnej sprawności.

Kluczowe cechy stołu do pionizacji SP-I:

- **Stół do pionizacji manualnej** – pionizacja pacjenta od 0 do 90 stopni odbywa się za pomocą mechanicznego podnośnika śrubowego, który jest prosty w obsłudze.
- **Stabilizacja pacjenta** – stół wyposażony jest w 4 pasy stabilizujące (klatka piersiowa, biodra/miednica, kończyny dolne) oraz stabilizację głowy, co zapewnia maksymalne bezpieczeństwo podczas pionizacji.
- **Funkcjonalność** – SP-I posiada drewniany stolik do ćwiczeń manualnych, który umożliwia aktywizację pacjenta podczas terapii, a także „banan” do stabilizacji kończyn dolnych, co wspiera ich prawidłowe ustawienie.
- **Mobilność** – 4 koła jezdne z hamulcem pozwalają na swobodne przemieszczanie stołu, co ułatwia jego wykorzystanie w różnych pomieszczeniach.

Wyposażenie standardowe:

- Stół nie posiada regulacji wysokości, co zwiększa jego stabilność.
- Stabilizacja pacjenta za pomocą pasów oraz dodatkowej stabilizacji głowy.
- Szerokość tapicerki wynosi 60 cm, a cała konstrukcja ma szerokość 75 cm, co zapewnia komfort pacjenta podczas terapii.
- **Wymiary stołu:** wysokość 72 cm, długość 195 cm.

Wyposażenie dodatkowe:

Dla pacjentów z indywidualnymi potrzebami dostępne są opcje dodatkowe, takie jak stabilizacja bioder i kończyn dolnych (stabilizacja „kostek”), a także podest stabilizujący z sandałami o różnych rozmiarach (23 cm, 26 cm, 29 cm, 32 cm), co pozwala na jeszcze większą personalizację.

Zastosowanie pionizatora w rehabilitacji:

Pionizator SP-I znajduje szerokie zastosowanie w rehabilitacji pacjentów po operacjach, urazach neurologicznych, ortopedycznych oraz kardiologicznych. Regularna pionizacja przy użyciu stołu pozwala nie tylko na poprawę krążenia krwi, ale

także wzmacnia mięśnie i układ kostno-stawowy, co jest niezbędne do stopniowego powrotu do pełnej sprawności. Dzięki solidnej konstrukcji i łatwej obsłudze stół może być również stosowany w warunkach domowych, co umożliwia ciągłość rehabilitacji.

Specyfikacja techniczna stołu do pionizacji SP-I:

- wysokość 72 cm
- długość 195 cm
- szerokość tapicerki 60 cm
- szerokość konstrukcji 75 cm
- waga 70 kg
- maksymalne obciążenie 200 kg
- kąt nachylenia 0-90 stopni
- długość kabla zasilającego 200cm (kabel spiralny)

stół do pionizacji, pionizator rehabilitacyjny, pionizator manualny, pionizator elektryczny, sprzęt rehabilitacyjny, rehabilitacja neurologiczna, ortopedyczna, pionizacja pacjenta, stół rehabilitacyjny.

Do każdego zamówionego towaru **wystawiamy paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz kolor tapicerki TMO: 1-biel , 8 - zieleń medyczna , 12 - granat , 15 - czerń , 16 - błękit , 17 - zieleń trawiasta , 20 - beż , 21 - piasek , 22 - pistacja , 23 - niebieski , 25 - bordo , 27 - turkus , 29 - szarość , 30 - czerwień , 31 - pomarańcz , 53 - cytryna , 55 - fiolet , 56 - róż

Podest z sandałami TMO: Nie , Tak (+ 368,00 zł)

Stabilizacja bioder TMO: Nie , Tak (+ 519,00 zł)

Stabilizacja kończyn dolnych TMO: Nie , Tak (+ 360,00 zł)