

Pionizator NSR-P



Cena brutto	9 377,00 zł
Cena netto	8 682,41 zł
Dostępność	Realizacja zamówienia do 35-40 dni roboczych
Numer katalogowy	SM-J-SP-NSR-P

Opis produktu

Pionizator NSR-P - Nowoczesne rozwiązanie do rehabilitacji i pionizacji

Pionizator NSR-P to innowacyjne urządzenie przeznaczone do pionizacji i rehabilitacji dorosłych pacjentów, w tym osób z niepełnosprawnościami. Jego zaawansowana konstrukcja oraz funkcje ułatwiają codzienną opiekę oraz zapewniają komfort zarówno pacjentom, jak i terapeutom. **Stół do pionizacji NSR-P** został zaprojektowany z myślą o łatwości użytkowania i wszechstronności, co czyni go idealnym wyborem dla placówek rehabilitacyjnych, szpitali i gabinetów fizjoterapeutycznych.

Główne cechy pionizatora NSR-P:

- **Elektryczna regulacja wysokości i kąta nachylenia leżyska** – dzięki zastosowaniu silownika elektrycznego, urządzenie pozwala na płynną i bezproblemową regulację zarówno wysokości (od 71 cm do 97 cm), jak i kąta nachylenia (od 0° do +88°). Obsługa jest intuicyjna i możliwa za pomocą pilota ręcznego, co znacząco ułatwia pracę personelu.
- **Jednoczęściowy blat** – wykonany z wysokiej jakości materiałów, zapewnia stabilność i bezpieczeństwo podczas użytkowania. Tapicerka z serii Standard Line (kolory 1-25) jest łatwa w czyszczeniu i odporna na uszkodzenia.
- **Stabilizacja pacjenta** – pionizator wyposażony jest w 3 pasy stabilizujące z rzepami, które gwarantują pewne utrzymanie pacjenta w odpowiedniej pozycji.
- **System jezdny** – stół do pionizacji NSR-P wyposażony został w 4 skrętne kółka z hamulcami, co umożliwia łatwe przemieszczanie urządzenia oraz jego stabilne ustawienie w wybranym miejscu.
- **Regulowane stopki** – 4 regulowane stopki zapewniają optymalne wypoziomowanie urządzenia na każdym podłożu.

Wersje stołu NSR-P:

- **NSR-P E** – model z elektryczną regulacją wysokości, idealny do intensywnego użytkowania w placówkach medycznych i rehabilitacyjnych.

Opcjonalne dodatki:

- **Tapicerka z serii Exclusive Line** – możliwość wyboru tapicerki winylowej w kolorach 101-112, która jest nie tylko estetyczna, ale i wyjątkowo trwała.
- **Personalizowany kolor stelaża** – oprócz klasycznego białego, stelaż może być pomalowany na dowolny kolor z palety RAL, co pozwala dopasować urządzenie do wystroju wnętrza.
- **Pilot nożny lub bezprzewodowy** – dodatkowa opcja sterowania wysokością stołu za pomocą pilota nożnego lub bezprzewodowego, co zwiększa komfort pracy personelu.
- **Stolik do ćwiczeń** – idealne rozwiązanie dla pacjentów potrzebujących dodatkowej przestrzeni do terapii.

Specyfikacja techniczna:

- Długość: 206 cm
- Szerokość: 72 cm
- Wysokość: 71-97 cm
- Dopuszczalne obciążenie: 150 kg
- Waga: 116 kg

Pionizator NSR-P to nowoczesny, funkcjonalny **pionizator dla dorosłych** i osób z niepełnosprawnościami. Dzięki zaawansowanej technologii oraz bogatej ofercie wyposażenia, zapewnia on bezpieczeństwo, komfort oraz pełną kontrolę podczas terapii.

Do każdego zamówionego towaru **wystawiamy paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor tapicerki J: 1 biały , 4 zieleń medyczna , 5 błękit , 6 granat , 7 ecru , 8 kremowy , 9 seledyn , 10 niebieski , 11 miodowy , 12 bordowy , 13 czerwony , 15 pomarańczowy , 16 beżowy , 17 turkusowy , 18 czarny , 19 żółty , 20 szary , 21 zielony trawiasty , 22 brązowy , 23 fuksja , 24 fioletowy , 25 limonka , 101 perła (+ 120,00 zł) , 102 miedziowy (+ 120,00 zł) , 106 śliwka (+ 120,00 zł) , 107 morski (+ 120,00 zł) , 108 grafit (+ 120,00 zł) , 109 kość słoniowa (+ 120,00 zł) , 110 rudy (+ 120,00 zł) , 111 niebieski jeans (+ 120,00 zł) , 112 jasnoszary (+ 120,00 zł)

Wybierz kolor stelaża RAL J: Biały połysk , 1015 połysk (+ 100,00 zł) , 7016 mat (+ 100,00 zł) , 8019 mat (+ 100,00 zł) , 9005 mat (+ 100,00 zł) , 9006 mat (+ 100,00 zł)

Pilot regulacji elektrycznej J: PR - pilot ręczny , PN - pilot nożny standard (zamiast ręcznego) (+ 315,00 zł) , PN R Pilot nożny standard z pilotem ręcznym (+ 515,00 zł)

Stolik do ćwiczeń: nie , tak (+ 434,00 zł)