

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/pionizator-rehabilitacyjny-p-172.html>

Pionizator rehabilitacyjny



Cena brutto	3 967,00 zł
Cena netto	3 673,15 zł
Czas wysyłki	5-7 dni
Numer katalogowy	SM-TM-SP-SP-1/R

Opis produktu

Pionizator rehabilitacyjny z ręczną regulacją kąta nachylenia - Idealne rozwiązanie do rehabilitacji neurologicznej i ortopedycznej

Pionizator rehabilitacyjny z ręczną regulacją kąta nachylenia leżyska to zaawansowane urządzenie do wspomagania rehabilitacji pacjentów, które znajduje zastosowanie zarówno w szpitalach, jak i w warunkach domowych. Pionizator manualny, dzięki solidnej konstrukcji i funkcjonalnym rozwiązaniom, umożliwia bezpieczną pionizację pacjenta, co jest szczególnie ważne w terapii neurologicznej oraz ortopedycznej.

Kluczowe zalety pionizatora manualnego

Pionizator rehabilitacyjny wyposażony jest w jednolite leżysko oraz podnóżek, co zapewnia stabilizację ciała podczas całego procesu pionizacji. Urządzenie posiada 3 pasy stabilizujące (klatkę piersiową, biodra, nogi), które zwiększają bezpieczeństwo pacjenta.

Mechaniczny podnośnik śrubowy umożliwia ręczną regulację kąta nachylenia od 0 do 90 stopni, co czyni urządzenie idealnym do kontrolowanej i stopniowej pionizacji. Dzięki 4 skrotnym kółkom z hamulcem, pionizator może być łatwo przemieszczany i zabloковany w wybranej pozycji, co ułatwia jego obsługę zarówno w warunkach szpitalnych, jak i domowych.

Specyfikacja techniczna:

- Szerokość tapicerki: 60 cm
- Szerokość konstrukcji: 75 cm
- Wysokość: 72 cm
- Długość: 195 cm
- Długość kabla zasilającego 200cm (kabel spiralny)
- Pionizacja manualna: kąt od 0 do 90 stopni
- Wyposażenie standardowe: 3 pasy stabilizujące, drewniane uchwyty, 4 kółka z hamulcami

Wyposażenie dodatkowe - personalizacja urządzenia

W zależności od potrzeb pacjenta, pionizator manualny można doposażyć w dodatkowe akcesoria, takie jak:

- Stabilizacja bioder, kostek, głowy
- Drewniany stolik do ćwiczeń manualnych
- Podest z sandałami w różnych rozmiarach (23 cm, 26 cm, 29 cm, 32 cm)

-
- "Banan" w kroczu, zapewniający dodatkową stabilizację

Idealne urządzenie do rehabilitacji neurologicznej i ortopedycznej

Pionizator rehabilitacyjny to nieoceniona pomoc w rehabilitacji pacjentów z zaburzeniami neurologicznymi, ortopedycznymi czy kardiologicznymi. Jego manualna wersja zapewnia pełną kontrolę nad procesem pionizacji, co jest szczególnie istotne przy pracy z pacjentami wymagającymi stopniowego i bezpiecznego wprowadzania do pozycji pionowej.

Zastosowanie pionizatora rehabilitacyjnego

Sprzęt znajduje zastosowanie na oddziałach chirurgicznych, neurologicznych, ortopedycznych i kardiologicznych, a także w domowej rehabilitacji. Dzięki ręcznej regulacji oraz dodatkowym akcesoriom pionizator może być dopasowany do potrzeb każdego pacjenta, co czyni go uniwersalnym rozwiązaniem w sprzęcie rehabilitacyjnym.

Do każdego zamówionego towaru **wystawiamy paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz kolor tapicerki TMO: 1-biel , 8 - zieleń medyczna , 12 - granat , 15 - czerń , 16 - błękit , 17 - zieleń trawiasta , 20 - beż , 21 - piasek , 22 - pistacja , 23 - niebieski , 25 - bordo , 27 - turkus , 29 - szarość , 30 - czerwień , 31 - pomarańcz , 53 - cytryna , 55 - fiolet , 56 - róż

Banan stabilizujący TMO: Nie , Tak (+ 193,00 zł)

Podest z sandałami TMO: Nie , Tak (+ 368,00 zł)

Stabilizacja bioder TMO: Nie , Tak (+ 519,00 zł)

Stabilizacja głowy TMO: Nie , Tak (+ 519,00 zł)

Stabilizacja kończyn dolnych TMO: Nie , Tak (+ 360,00 zł)

Stolik do ćwiczeń TMO: Nie , Tak (+ 519,00 zł)