

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/pionizator-z-silownikiem-elektrycznym-p-170.html>

Pionizator z siłownikiem elektrycznym



Cena brutto	6 976,00 zł
Cena netto	6 459,26 zł
Czas wysyłki	7-14dni
Numer katalogowy	SM-TM-SP-SP-I/E

Opis produktu

Prezentowane urządzenie przeznaczone jest **do pionizacji pacjentów po długotrwałym unieruchomieniu oraz do leczenia ciężkich stanów urazowych rdzenia kręgowego. Może być także stosowany do leczenia dzieci z wadami postawy oraz porażeniem mózgowym.** Pionizator ten stanowi wyposażenie **na oddziałach chirurgii, ortopedii i neurologii.** Celem tego pionizatora jest nauczenie pacjenta przyjmowania pionowej pozycji stojącej na twardym podłożu wraz ze stabilizacją kolan, bioder i klatki piersiowej.

Konstrukcja stołu została wykonana ze stali i wyposażona jest w jezdne kółka z blokadą, które umożliwiają łatwe przemieszczanie stołu przy zachowaniu pełnego bezpieczeństwa podczas pracy. Dodatkową zaletą tego stołu jest elektryczna zmiana położenia leżyska, która odbywa się za pomocą **siłownika elektrycznego sterowanego pilotem.** Dzięki tej regulacji stół ten umożliwia szybką, łatwą i płynną zmianę położenia pacjenta. Istotnym elementem jest blat stołu, który pokryty został materiałem skóropodobnym. Tapicerka ta jest łatwa do utrzymania w czystości i dostępna w szerokiej gamie kolorów.

Wyposażenie standardowe, cechy stołu:

- stół nie posiada regulacji wysokości
- pionizacja od 0 do 90 stopni odbywa się elektrycznie za pomocą pilota ręcznego
- 4 pasy do stabilizacji pacjenta (klatka piersiowa, miednica/biodra i dwa na kończyny dolne)
- stabilizacja głowy
- stolik do ćwiczeń manualnych - drewniany
- banan w krocze
- 4 skrętne kółka z hamulcem
- szerokość tapicerki 60 cm
- szerokość konstrukcji 75 cm
- wysokość 72 cm
- długość 195 cm

Wyposażenie dodatkowe:

- stabilizacja bioder
- stabilizacja kończyn dolnych " kostek"
- podest stabilizujący z sandałami (przy zamówieniu należy podać rozmiar do wyboru 23 cm, 26 cm, 29 cm i 32 cm)
- akumulator, który pozwala na pracę z pacjentem bez podłączenia do prądu.

Dane techniczne:

-
- wysokość 72 cm
 - długość 195 cm
 - szerokość tapicerki 60 cm
 - szerokość konstrukcji 75 cm
 - waga 70 kg
 - maksymalne obciążenie 200 kg
 - kąt nachylenia 0-90 stopni

Do każdego zamówionego towaru **wystawiamy paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor tapicerki TMO: 1-biel , 8 - zieleń medyczna , 12 - granat , 15 - czern , 16 - błękit , 17 - zieleń trawiasta , 20 - beż , 21 - piasek , 22 - pistacja , 23 - niebieski , 25 - bordo , 27 - turkus , 29 - szarość , 30 - czerwien , 31 - pomarańcz , 53 - cytryna , 55 - fiolet , 56 - róż

Akumulator TMO: Nie , Tak (+ 648,00 zł)

Podest z sandałami TMO: Nie , Tak (+ 213,00 zł)

Stabilizacja bioder TMO: Nie , Tak (+ 289,00 zł)

Stabilizacja kończyn dolnych TMO: Nie , Tak (+ 289,00 zł)