

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/pneumatyczna-poduszka-przeciwoodleżynowa-p-1347.html>

Pneumatyczna poduszka przeciwoodleżynowa

Numer katalogowy

SM-TGO-PP 474



Opis produktu

Ta przeciwoodleżynowa poduszka pneumatyczna nie wymaga użycia pompki. Zaopatrzona jest bowiem w samopompujący system z łatwym w użyciu zaworem. Poduszka posiada w swym wnętrzu piankę visco-elastyczną, która dopasowuje się do kształtu ciała. Dzięki tym cechom poduszka ta umożliwia równomierne rozłożenie ciężaru ciała podczas siedzenia a także wspomaga utrzymanie prawidłowej postury ciała. Poduszka posiada warstwę antypoślizgową na spodzie poduszki a także zdejmowany pokrowiec zapinany na zamek. Zapakowana jest w estetyczne pudełko z rączką. Poduszka ta nadaje się zarówno do zapobiegania odleżynom, jak i do leczenia odleżyn I stopnia w skali EPUAP.

GLĘBOKOŚĆ	40 cm
WYSOKOŚĆ	8 cm
SZEROKOŚĆ	41, 43, 46, 48 cm
MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE	150 kg

Cechy poduszki:

- samopompujący system komór pneumatycznych
- **pompowana bez użycia pompki**
- optymalny rozkład wagi pacjenta
- ergonomiczny kształt
- z visco-elastycznej pianki z pamięcią
- zapewnia komfort siedzenia przez dłuższy czas
- antypoślizgowy spód poduszki
- zdejmowany pokrowiec z zamkiem
- polecana dla zapobiegania odleżynom
- nadaje się do leczenia odleżyn I stopnia wg EPUAP
- kolor: czarny
- maksymalne dopuszczalne obciążenie: 150 kg

-
- produkcja: Niemcy.

Do każdego zamówienia wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar siedziska: Szer. 41 cm , Szer. 43 cm , Szer. 46 cm , Szer. 48 cm