

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/podest-operacyjny-dwustopniowy-p-1464.html>



Podest operacyjny PO-02 dwustopniowy 42 cm ze stali 0H18N9

Cena brutto	1 557,00 zł
Cena netto	1 441,67 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-PO-02

Opis produktu

Podest operacyjny PO-02 dwustopniowy 42 cm ze stali 0H18N9

Podest operacyjny PO-02 dwustopniowy 42 cm to profesjonalny podest medyczny przeznaczony do sal operacyjnych, gabinetów zabiegowych, pracowni diagnostycznych oraz placówek ochrony zdrowia. Model 2-stopniowy zapewnia większą wysokość roboczą niż podest jednostopniowy, dlatego sprawdzi się tam, gdzie personel potrzebuje stabilnego, wyższego i pewnego podwyższenia stanowiska pracy.

Podest wykonany jest **w całości ze stali kwasoodpornej gatunku 0H18N9**. Konstrukcja została zaprojektowana z myślą o intensywnym użytkowaniu w placówkach medycznych, gdzie liczy się stabilność, trwałość, łatwiejsze utrzymanie higieny oraz odporność wyposażenia na codzienną eksploatację.

Wymiary **480 × 650 × 420 mm** oraz wysokość **42 cm** sprawiają, że podest PO-02 jest praktycznym wyborem do pracy przy stole operacyjnym, kozetce, stanowisku zabiegowym, aparaturze medycznej lub innym wyposażeniu wymagającym wygodniejszej pozycji roboczej.

Dwustopniowy podest medyczny do sal operacyjnych i gabinetów zabiegowych

Model PO-02 jest przeznaczony do zastosowań profesjonalnych. Dwa stopnie ułatwiają wejście na wyższą pozycję roboczą, a większa głębokość konstrukcji w porównaniu z modelem jednostopniowym zapewnia wygodniejsze użytkowanie podczas pracy przy stanowiskach medycznych.

- do sal operacyjnych i sal zabiegowych,
- do gabinetów lekarskich, specjalistycznych i diagnostycznych,
- do pracy przy stołach operacyjnych, kozetkach i aparaturze medycznej,
- do placówek wymagających stabilnego podestu 2-stopniowego,
- do stanowisk, gdzie potrzebna jest wyższa pozycja robocza personelu.

Błat antypoślizgowy i stopy nastawne z poziomowaniem

Błat podestu został pokryty **materiałem antypoślizgowym**, który poprawia stabilność podczas wchodzenia, schodzenia i pracy na podwyższeniu. To szczególnie ważne w salach operacyjnych, gabinetach zabiegowych i pomieszczeniach medycznych, gdzie podest powinien zapewniać pewne oparcie stóp.

Podest posiada **stopy nastawne z możliwością poziomowania**. Stopy wykonane są z elastycznego materiału o bardzo dużej wytrzymałości, który zapewnia dobre przyleganie do twardych podłoży i pomaga ograniczyć efekt poślizgu. Dzięki temu

podest można stabilniej ustawić na posadzce w placówce medycznej.

Najważniejsze zalety podestu operacyjnego PO-02

- **Model PO-02** – techniczny wariant podestu operacyjnego dwustopniowego.
- **Dwa stopnie** – większa wysokość robocza niż w modelu jednostopniowym.
- **Wysokość 42 cm** – praktyczne podwyższenie do pracy przy stanowiskach medycznych.
- **Stal kwasoodporna 0H18N9** – trwała konstrukcja do placówek ochrony zdrowia.
- **Błat antypoślizgowy** – stabilniejsze wejście, zejście i praca na podwyższeniu.
- **Stopy poziomujące** – możliwość dopasowania ustawienia do twardego podłoża.
- **Wymiary 480 x 650 x 420 mm** – stabilna konstrukcja w wersji 2-stopniowej.

Dane techniczne

Rodzaj produktu	podest operacyjny dwustopniowy
Typ	PO-02 / podest 2-stopniowy
Materiał	stal kwasoodporna gat. 0H18N9
Liczba stopni	2
Błat	pokryty materiałem antypoślizgowym
Stopy	nastawne, z możliwością poziomowania
Wymiary	480 x 650 x 420 mm
Szerokość	480 mm
Głębokość	650 mm
Wysokość	420 mm

Podest operacyjny PO-02 czy PO-01?

Podest operacyjny PO-02 warto wybrać wtedy, gdy potrzebne jest wyższe i wygodniejsze podwyższenie stanowiska pracy. Dwustopniowa konstrukcja oraz wysokość 42 cm sprawiają, że model PO-02 będzie lepszym wyborem niż niższy podest jednostopniowy w miejscach, gdzie personel musi pracować z wyraźnie podniesionej pozycji.

Jeśli wystarczy niższe, kompaktowe podwyższenie o wysokości 22 cm, sprawdź [podest operacyjny jednostopniowy PO-01 22 cm](#). Pełną ofertę tej grupy produktów znajdziesz w kategorii [podesty operacyjne](#).

Do wyposażenia sal operacyjnych, gabinetów zabiegowych i pomieszczeń medycznych sprawdź również [meble medyczne ze stali kwasoodpornej](#), [stoliki zabiegowe na kółkach](#) oraz [stoliki chirurgiczne](#).

FAQ – podest operacyjny PO-02 dwustopniowy 42 cm

Do czego służy podest operacyjny PO-02 dwustopniowy?

Podest operacyjny PO-02 dwustopniowy służy do uzyskania stabilnego i wyższego podwyższenia stanowiska pracy personelu medycznego. Może być stosowany przy stole operacyjnym, stanowisku zabiegowym, kozetce, aparaturze medycznej lub w gabinecie specjalistycznym.

Czym różni się podest PO-02 od podestu PO-01?

Model PO-02 ma dwa stopnie i wysokość 42 cm, dlatego zapewnia większe podwyższenie niż jednostopniowy model PO-01 o wysokości 22 cm. PO-02 warto wybrać wtedy, gdy potrzebna jest wyższa pozycja robocza.

Czy podest PO-02 ma powierzchnię antypoślizgową?

Tak, blat podestu jest pokryty materiałem antypoślizgowym, który poprawia stabilność podczas wchodzenia, schodzenia i pracy na podwyższeniu.

Z jakiego materiału wykonany jest podest operacyjny PO-02?

Podest wykonany jest w całości ze stali kwasoodpornej gatunku 0H18N9. Jest to trwały materiał stosowany w wyposażeniu medycznym, szczególnie tam, gdzie liczy się odporność i łatwiejsze utrzymanie czystości.

Czy podest dwustopniowy można wypoziomować?

Tak, podest posiada stopy nastawne z możliwością poziomowania. Pomaga to stabilniej ustawić produkt na twardym podłożu i ograniczyć efekt poślizgu.

Jakie wymiary ma podest operacyjny PO-02?

Podest operacyjny PO-02 ma wymiary 480 × 650 × 420 mm. Oznacza to szerokość 480 mm, głębokość 650 mm oraz wysokość 420 mm.

Gdzie sprawdzi się podest operacyjny PO-02 42 cm?

Podest sprawdzi się w salach operacyjnych, gabinetach zabiegowych, pracowniach diagnostycznych, oddziałach szpitalnych oraz innych pomieszczeniach medycznych, gdzie personel potrzebuje stabilnego podwyższenia stanowiska pracy.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wydłużona gwarancja: Nie , TAK 24 miesiące