

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/podest-roboczy-o-wysokosci-22cm-p-1463.html>



Podest operacyjny jednostopniowy 22 cm PO-01 ze stali 0H18N9

Cena brutto	840,00 zł
Cena netto	777,78 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-PO-01/220

Opis produktu

Podest operacyjny jednostopniowy PO-01 22 cm ze stali 0H18N9

Podest operacyjny jednostopniowy PO-01 22 cm to profesjonalny podest medyczny przeznaczony do sal operacyjnych, gabinetów zabiegowych, pracowni diagnostycznych oraz placówek ochrony zdrowia. Model sprawdzi się wszędzie tam, gdzie personel potrzebuje stabilnego, antypoślizgowego i łatwego do ustawienia podwyższenia stanowiska pracy.

Podest został wykonany **w całości ze stali kwasoodpornej gatunku 0H18N9**, czyli materiału stosowanego w wyposażeniu medycznym ze względu na trwałość, odporność na intensywne użytkowanie oraz łatwiejsze utrzymanie higieny. Wysokość **220 mm** sprawia, że jest to praktyczny wybór do pracy przy stole operacyjnym, kozetce, stanowisku zabiegowym lub aparaturze medycznej.

Podest medyczny 1-stopniowy do sali operacyjnej i gabinetu

Jednostopniowa konstrukcja pozwala szybko uzyskać wygodne podwyższenie bez zajmowania dużej ilości miejsca. Podest operacyjny PO-01 może być używany jako podest roboczy medyczny, stopień pomocniczy dla personelu lub stabilne podwyższenie przy stanowisku zabiegowym. Kompaktowe wymiary **480 x 320 x 220 mm** ułatwiają ustawienie go nawet w mniejszych gabinetach i pomieszczeniach medycznych.

- do sal operacyjnych i zabiegowych,
- do gabinetów lekarskich i specjalistycznych,
- do pracowni diagnostycznych i pomieszczeń medycznych,
- do pracy przy kozetkach, stołach zabiegowych i aparaturze,
- do placówek, w których ważna jest stabilność, higiena i trwałość wyposażenia.

Błat antypoślizgowy i stopy poziomujące

Błat podestu został pokryty **materiałem antypoślizgowym**, który poprawia stabilność podczas wchodzenia, schodzenia i pracy na podwyższeniu. To istotne szczególnie w salach operacyjnych, gabinetach zabiegowych i miejscach, gdzie liczy się pewne oparcie stóp oraz bezpieczeństwo personelu.

Podest posiada **stopy nastawne z możliwością poziomowania**. Wykonane są z elastycznego materiału o bardzo dużej wytrzymałości, zapewniającego dobre przyleganie do twardych podłoży. Takie rozwiązanie pomaga ograniczyć efekt poślizgu oraz umożliwia stabilniejsze ustawienie podestu na posadzce.

Najważniejsze zalety podestu operacyjnego PO-01

- **Wysokość 22 cm** – praktyczne podwyższenie do pracy przy stanowisku medycznym.
- **Stal kwasoodporna 0H18N9** – trwała konstrukcja do placówek medycznych.
- **Błat antypoślizgowy** – większa stabilność podczas użytkowania.
- **Stopy nastawne** – możliwość poziomowania podestu na twardym podłożu.
- **Kompaktowy rozmiar** – wymiary 480 × 320 × 220 mm.
- **Zastosowanie profesjonalne** – do sal operacyjnych, gabinetów i pracowni medycznych.

Dane techniczne

Rodzaj produktu	podest operacyjny jednostopniowy
Typ	PO-01 / podest 1-stopniowy
Materiał	stal kwasoodporna gat. 0H18N9
Liczba stopni	1
Błat	pokryty materiałem antypoślizgowym
Stopy	nastawne, z możliwością poziomowania
Wymiary	480 × 320 × 220 mm
Szerokość	480 mm
Głębokość	320 mm
Wysokość	220 mm

Podest operacyjny 22 cm czy podest dwustopniowy?

Podest jednostopniowy 22 cm warto wybrać wtedy, gdy potrzebne jest szybkie, kompaktowe i stabilne podwyższenie stanowiska pracy. Jeśli wymagane jest większe podwyższenie lub wygodniejsze wejście na wyższy poziom, dobrym rozwiązaniem może być [podest operacyjny dwustopniowy](#). Pełną grupę produktów można porównać w kategorii [podesty operacyjne](#).

Do wyposażenia sal, gabinetów i pomieszczeń medycznych warto sprawdzić także [meble medyczne ze stali kwasoodpornej](#), [stoliki zabiegowe na kółkach](#) oraz [stoliki chirurgiczne](#).

FAQ – podest operacyjny jednostopniowy PO-01 22 cm

Do czego służy podest operacyjny jednostopniowy 22 cm?

Podest operacyjny jednostopniowy 22 cm służy do uzyskania stabilnego podwyższenia stanowiska pracy personelu medycznego. Może być używany przy stole operacyjnym, stanowisku zabiegowym, kozetce, aparaturze medycznej lub w gabinecie lekarskim.

Czy podest operacyjny PO-01 ma powierzchnię antypoślizgową?

Tak, blat podestu jest pokryty materiałem antypoślizgowym, który poprawia stabilność podczas użytkowania i pomaga ograniczyć ryzyko przesuwania stóp na powierzchni roboczej.

Z czego wykonany jest podest operacyjny?

Podest wykonany jest w całości ze stali kwasoodpornej gatunku 0H18N9. To materiał często stosowany w wyposażeniu placówek medycznych ze względu na trwałość, odporność i łatwiejsze utrzymanie czystości.

Czy podest można wypoziomować?

Tak, podest posiada stopy nastawne z możliwością poziomowania. Ułatwia to stabilne ustawienie produktu na twardym podłożu i pomaga ograniczyć efekt poślizgu.

Kiedy wybrać podest jednostopniowy zamiast dwustopniowego?

Podest jednostopniowy warto wybrać wtedy, gdy potrzebne jest niższe, kompaktowe podwyższenie o wysokości 22 cm. Podest dwustopniowy sprawdzi się wtedy, gdy personel potrzebuje większej wysokości roboczej.

Czy ten podest nadaje się do placówek medycznych?

Tak, podest jest przeznaczony do zastosowań medycznych, w tym do sal operacyjnych, gabinetów zabiegowych, pracowni diagnostycznych, oddziałów i innych pomieszczeń ochrony zdrowia.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wydłużona gwarancja: Nie , TAK 24 miesiące