

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/podnosnik-transportowy-pacjenta-p-3140.html>



Podnośnik transportowy pacjenta

Cena brutto	3 300,00 zł
Cena netto	3 055,56 zł
Czas wysyłki	3-5 dni
Numer katalogowy	SM-RF-1000-NEWTON

Opis produktu

Odkryj wyjątkowy Podnośnik Newton - innowacyjne rozwiązanie, które rewolucjonizuje opiekę nad osobami z ograniczoną mobilnością. Ten zaawansowany podnośnik transportowy pacjenta jest stworzony z myślą o podniesieniu komfortu życia osób z czasową lub stałą dysfunkcją narządu ruchu, zapewniając jednocześnie wsparcie dla ich opiekunów oraz personelu medycznego.

Podnośnik Newton umożliwia łatwe podnoszenie i transport pacjentów podczas codziennych czynności. Niezależnie od sytuacji, z tym podnośnikiem transport pacjenta przestaje być problemem - dla pacjenta i asystenta.

Oto kilka kluczowych cech, które sprawiają, że Podnośnik Newton wyróżnia się na rynku:

- **Zakres wysokości uniesienia pacjenta:** 121-182 cm
- **Maksymalna waga użytkownika:** 150 kg
- **Regulowana szerokość rozstawu podstawy**
- **Podnoszenie i opuszczanie pacjenta za pomocą pilota**
- **Przycisk awaryjnego odcięcia baterii z blokadą tylnych kół**
- **Obracający się wieszak na siedzisko o 360 stopni**
- **Przednie koła o średnicy 7,5 cm, tylne koła o średnicy 10 cm**
- **W zestawie z siedziskiem standardowym w rozmiarze M**
- **Możliwość wymiany siedziska na kąpielowe lub z podparciem głowy**
- **Przeznaczony do użytku zarówno domowego, jak i w placówkach opiekuńczych i medycznych**

Uniwersalny, bezpieczny, niezawodny - Podnośnik Newton to nowoczesne podejście do mobilności i opieki nad osobami z ograniczoną zdolnością ruchową.

Zastosowanie medyczne: Podnośnik Newton stanowi nieocenione wsparcie podczas przemieszczania pacjentów, zwłaszcza tych stale unieruchomionych wewnątrz pomieszczeń. Doskonale sprawdza się w obsłudze osób częściowo lub całkowicie niepełnosprawnych, takich jak pacjenci obłożnie chorzy czy osoby w podeszłym wieku z ograniczoną zdolnością ruchową. Prawidłowe stosowanie podnośnika umożliwia łatwe poruszanie się osób starszych, niepełnosprawnych i sparaliżowanych, np. do łóżka, toalety czy łazienki.

Podnośnik Newton - nie tylko produkt medyczny, ale także inwestycja w poprawę jakości życia i wygodę codziennego funkcjonowania.

Podnośnik dla pacjenta leżącego, dane techniczne;

-
- Wymiary 1200 x 595 x 1210 mm
 - Szerokość obudowy 810 mm
 - Akumulator (kwasowo - ołowiowy) pojemność znamionowa 4,5 Ah
 - Zasilany siłownik napięcie znamionowe: 24V
 - Przednie koło: śr. 3 cale
 - Tylne koło: śr. 4 cale
 - Maksymalna waga użytkownika: 150 kg
 - Waga; 42 kg
 - Wysokość uniesienia: 1210 mm - 1820 mm
 - Nominalne napięcie: 24 V
 - Nacisk: 8000 N
 - Liczba podniesień przy w pełni naładowanym akumulatorze: 80 - 120 razy

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.