

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/podporka-czterokolowa-aluminiowa-yola-p-983.html>



Podpórka czterokołowa aluminiowa YOLA

Cena brutto **461,00 zł**

Cena netto **426,85 zł**

Cena poprzednia **548,00 zł**

Dostępność



Czas wysyłki **48 godzin**

Numer katalogowy **SM-P-TGO-YOLA**

Opis produktu

Podpórka czterokołowa aluminiowa YOLA - bezpieczna pomoc w poruszaniu się dla seniorów

Podpórka czterokołowa aluminiowa YOLA to wysokiej jakości podpórka dla seniora, stworzona z myślą o osobach z ograniczoną sprawnością ruchową. Zapewnia ona stabilne podparcie podczas chodzenia, poprawia komfort przemieszczania się oraz znacząco zwiększa bezpieczeństwo użytkowników.

Dlaczego podpórka do chodzenia YOLA to idealny wybór?

Podpórka YOLA, dzięki swojej lekkiej aluminiowej ramie, jest niezwykle wygodna i łatwa w użytkowaniu nawet dla osób o ograniczonej sile fizycznej. Jej konstrukcja wyposażona jest w specjalny system krzyżakowy, który znacząco zwiększa wytrzymałość na nacisk. Dzięki temu podpórka do wstawania dla seniora YOLA jest solidna i niezawodna w każdej sytuacji.

Cechy zapewniające komfort i bezpieczeństwo użytkowania:

Podpórka YOLA wyposażona jest w anatomiczne, ergonomicznie zaprojektowane uchwyty, których wysokość można łatwo regulować w zakresie od 79,5 do 92,5 cm. Umożliwia to idealne dopasowanie do wzrostu użytkownika. Hamulce z zaciskiem postojowym gwarantują bezpieczne zatrzymanie i stabilność podczas odpoczynku.

Dodatkowym atutem jest komfortowe siedzisko z wygodnym oparciem, umożliwiające odpoczynek podczas dłuższych spacerów lub zakupów. Poręczna torba oraz praktyczny uchwyt na kule to dodatkowe udogodnienia zwiększające funkcjonalność podpórki do chodzenia YOLA.

Mobilność i łatwość transportu:

Czterokołowa podpórka dla seniora YOLA została wyposażona w koła o średnicy 8", które zapewniają płynne i stabilne przemieszczanie się po różnych nawierzchniach. Dzięki wąskiemu przekroju kół podpórka jest zwrotna i łatwa w prowadzeniu. Jej składana konstrukcja umożliwia szybki i wygodny transport, np. w samochodzie czy komunikacji miejskiej.

Zastosowanie i korzyści zdrowotne:

Podpórka YOLA szczególnie polecana jest osobom starszym, które potrzebują dodatkowej asekuracji podczas wstawania, poruszania się oraz zachowania równowagi. Regularne korzystanie z podpórki pomaga w powrocie do aktywności fizycznej,

przeciwdziała izolacji społecznej oraz poprawia ogólną jakość życia seniorów.

Dane techniczne:

- Szerokość całkowita: 64 cm
- Głębokość całkowita: 69 cm
- Wymiary siedziska: 46,5 x 26 cm
- Wysokość siedziska od podłoża: 53,5 cm
- Regulacja wysokości uchwytów: 79,5 - 92,5 cm
- Waga: 7,6 kg
- Maksymalne obciążenie użytkownika: 130 kg
- Maksymalne obciążenie torby na zakupy: 5 kg

UWAGA!!! Cena nie zawiera widocznej na zdjęciu kuli!!!

Podpórka czterokołowa aluminiowa YOLA to niezastąpiony element codziennego życia dla osób starszych oraz osób z trudnościami w poruszaniu się, które cenią sobie bezpieczeństwo, komfort oraz niezależność.

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.