

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/podporka-czterokolowa-ranger-p-3377.html>



Podpórka czterokołowa RANGER

Cena brutto	599,00 zł
Cena netto	554,63 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	SM-P-TGO-RANGER

Opis produktu

Podpórka czterokołowa RANGER - stabilny rollator dla seniorów i osób z ograniczoną mobilnością

Podpórka czterokołowa RANGER to nowoczesny rollator dla osób z obniżoną sprawnością ruchową oraz seniorów, którzy potrzebują stabilnego podparcia i asekuracji podczas chodzenia. Aluminiowa rama oraz duże pompowane koła 12'' zapewniają pewność na różnorodnych nawierzchniach - od mieszkania po chodnik czy park. Regularne używanie podpórki pomaga utrzymać równowagę, zmniejsza ryzyko upadku i wspiera szybszy powrót do aktywności po urazach lub operacjach.

Komfort i bezpieczeństwo użytkowania;

Siedzisko z oparciem

Pozwala odpocząć w dowolnym momencie spaceru - wygodnie i bezpiecznie.

Regulowane rączki

Rączki z anatomicznymi uchwytami dopasujesz do wzrostu, co poprawia ergonomię i odciąża nadgarstki.

Hamulce z zaciskiem postojowym

Blokują koła podczas siadania i wstawania, zwiększając bezpieczeństwo.

Praktyczne dodatki;

- Uchwyt na kule/laskę
- Uchwyt na kubek/butelkę
- Podręczna torba na zakupy i akcesoria.

Wzmocniona konstrukcja;

Rama krzyżakowa oraz owalny przekrój rurek zwiększają wytrzymałość na nacisk osiowy. Dzięki temu RANGER bez problemu radzi sobie przy maksymalnym obciążeniu 136 kg.

Zestaw zawiera;

-
- Ramę podpórki z siedziskiem
 - Koła przednie
 - Koła tylne z nóżkami
 - Oparcie
 - Torbę na zakupy

Dane techniczne;

- Szerokość całkowita: 67 cm
- Szerokość siedziska: 40-47 cm
- Długość całkowita: 75,5 cm
- Głębokość siedziska: 21 cm
- Wysokość całkowita: 89,5-102,5 cm
- Wysokość siedziska od podłoża: 59 cm
- Waga: 10,8 kg
- Maksymalne obciążenie użytkownika: 136 kg
- Maks. obciążenie torby: 5 kg
- Kolor ramy: czarny

FAQ - najczęściej zadawane pytania

Czy podpórka RANGER nadaje się do użytku na zewnątrz?

Tak. Pompowane koła 12'' dobrze radzą sobie na nierównych nawierzchniach.

Jak dopasować wysokość rączek?

Ustaw rączki tak, aby łokcie były lekko ugięte (ok. 15°) podczas trzymania uchwytów.

Czy mogę usiąść na podpórce?

Oczywiście. Siedzisko z oparciem oraz hamulec postojowy umożliwiają bezpieczny odpoczynek.

Jaki jest maksymalny udźwig?

Maksymalna waga użytkownika to 136 kg, a torby – 5 kg.

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.