

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/podporka-czterokolowa-stalowa-p-531.html>



Podpórka czterokołowa stalowa

Dostępność

BRAK TOWARU

Numer katalogowy


SM-TGO-RS-881

Opis produktu

Chodzik czterokołowy dzięki stalowej konstrukcji jest bardzo bezpieczny, stabilny a jednocześnie lekki. Stanowi niezbędny sprzęt dla osób po przebytych chorobach, kontuzjach lub udarach. Aby zapewnić komfort w trakcie transportu, producent zaprojektował ramę w taki sposób, aby można było ją szybko i bez problemu złożyć. Urządzenie posiada wygodne siedzisko, na którym można usiąść i odpocząć w trakcie chodzenia.

Uchwyty o kształcie anatomicznym idealnie dopasowują się do kształtu dłoni dlatego użytkownik nie odczuwa dyskomfortu w trakcie dłuższego przemieszczania się, natomiast hamulec posiadający system postojowego blokowania zapewnia maksimum bezpieczeństwa i chroni przed niekontrolowanym przesunięciem się.

Chodzik posiada w przedniej części koszyk umożliwiający przechowywanie różnych przedmiotów lub zakupów. Jego waga wynosi 10,8 kg, a maksymalne obciążenie to 135 kg.



A Szerokość całkowita: 57 cm

B Głębokość całkowita: 65 cm

CxD Wymiary siedziska: 38 cm x 16 cm

E Wysokość siedziska od podłoża: 60 cm

F Regulacja wysokości uchwytów: 75-98 cm

Waga: 10,8 kg

Maksymalne obciążenie: 135 kg

Maksymalne obciążenie koszyka na zakupy: 12 kg

Kolor ramy: ciemnoniebieski, srebrny

+/- 0,5 -1 cm

Cechy:

-
- rama wykonana ze stali, składana, emaliowana,
 - wysokość rączek regulowana,
 - cztery grube, pełne koła 8",
 - hamulec ręczny,
 - uchwyty posiadające kształt anatomiczny,
 - wygodne siedzisko,
 - tacka na siedzisku zdejmowana,
 - lekki i wygodny,
 - maksimum bezpieczeństwa,
 - stabilny i solidny,
 - łatwy do przetransportowania,
 - zdejmowany koszyk.

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.