

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/podporka-czterokolowa-stalowa-z-koszykiem-p-2442.html>



Podpórka czterokołowa stalowa z koszykiem

Cena brutto	350,00 zł
Cena netto	324,07 zł
Cena poprzednia	420,00 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	SM-P-TGO-RS880

Opis produktu

STELLA - profesjonalny balkonik dla osoby starszej wspierający aktywność i bezpieczeństwo

W codziennej trosce o zdrowie i komfort seniorów niezwykle istotny jest dobór odpowiedniego sprzętu wspomagającego poruszanie się. Właśnie dlatego w ofercie każdego sklepu medycznego nie może zabraknąć sprawdzonych rozwiązań – takich jak stalowy balkonik dla osoby starszej STELLA. Dzięki przemyślanej konstrukcji, wysokiej jakości materiałom oraz bogatemu wyposażeniu, ten chodzik dla osoby starszej staje się kluczowym elementem rehabilitacji i wsparcia w codziennych aktywnościach.

Zalety stosowania balkoników i chodzików w rehabilitacji

Regularne korzystanie z balkonika dla starszej osoby przyczynia się do:

Poprawy równowagi – czterokołowa podpórka zapewnia stabilne podparcie, co zmniejsza ryzyko upadków.

Wzrostu pewności siebie – seniorzy czują się bezpieczniej, co sprzyja chęci do podejmowania aktywności.

Wspomagania rehabilitacji – chodzik dla osoby starszej stanowi praktyczne wsparcie w terapii osób z ograniczoną sprawnością ruchową.

Łatwiejszej pionizacji – pomoc w przechodzeniu z pozycji siedzącej do stojącej, co jest istotne po długotrwałym unieruchomieniu.

Charakterystyka produktu STELLA

STELLA to stalowa, czterokołowa podpórka, rekomendowana zarówno dla osób o obniżonej sprawności ruchowej, jak i dla seniorów, którzy poszukują wsparcia w sklepie medycznym. Jej atuty:

Regulowane rączki

Zakres regulacji od 81 do 89 cm pozwala na idealne dopasowanie do wzrostu użytkownika, co jest istotne przy wyborze właściwego chodzika dla osoby starszej.

Anatomiczne uchwyty

Ergonomiczny kształt zmniejsza obciążenie nadgarstków i zapewnia komfort nawet podczas dłuższego użytkowania.

Hamulce z zaciskiem postojowym

Istotna funkcja bezpieczeństwa – pozwala na zablokowanie kół i stabilne zatrzymanie balkonu podczas postoju.

Tapicerowane siedzisko i miękkie oparcie

Umożliwiają odpoczynek w trakcie spaceru, co jest dużym udogodnieniem dla osób starszych.

Zdejmowany koszyk

Pojemny schowek na drobiazgi lub zakupy (do 5 kg), dzięki któremu codzienne wyjścia do sklepu medycznego czy na spacer stają się prostsze.

Koła 8" o wąskim przekroju

Umożliwiają sprawne pokonywanie przeszkód, takich jak progi czy nierówności nawierzchni, jednocześnie zachowując zwrotność.

Funkcja składania do transportu

Ułatwia przewóz balkoniku w samochodzie lub magazynowanie w domu.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Szerokość całkowita	60 cm
Głębokość całkowita	73 cm
Wymiary siedziska	30 × 30 cm
Wysokość siedziska od podłoża	53 cm
Regulacja wysokości uchwytów	81-89 cm
Waga produktu	9,2 kg
Maksymalne obciążenie	135 kg
Maksymalne obciążenie koszyka na zakupy	5 kg
Kolor ramy	ciemnoniebieski
Tolerancja wymiarów	± 0,5-1 cm

Inwestycja w balkonik dla osoby starszej to krok ku większej niezależności i bezpieczeństwu seniorów. Chodzik dla osoby starszej pomaga w zachowaniu aktywności, poprawia komfort poruszania się i minimalizuje ryzyko upadków. Wybierając model z regulacją i dodatkowymi akcesoriami, zyskujesz wszechstronną pomoc w codziennym życiu. Odwiedź sprawdzony sklep medyczny i wybierz chodzik dostosowany do potrzeb bliskiej Ci osoby.

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.