

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/podporka-czterokolowa-z-oparciem-p-532.html>



Podpórka czterokołowa z oparciem

Dostępność

**WYCOFANY ZE
SPRZEDAŻY**

Opis produktu

Podpórka Czterokołowa z Oparciem - Idealne Wsparcie dla Twojej Mobilności

Nasza podpórka czterokołowa z oparciem została stworzona z myślą o osobach, które doświadczają trudności w samodzielnym poruszaniu się i potrzebują stabilnego wsparcia oraz asekuracji podczas chodzenia. Dzięki innowacyjnemu projektowi, zapewnia bezpieczne, komfortowe i swobodne przemieszczanie się.

Kluczowe Cechy Produktu:

- Lekka Aluminiowa Rama: Wykonana z wytrzymałego, a jednocześnie lekkiego aluminium, co sprawia, że podpórka jest łatwa w manewrowaniu.
- Anatomiczne Uchwyty: Zapewniają wygodne i bezpieczne trzymanie, minimalizując zmęczenie rąk.
- Regulowane Rączki: Możliwość dostosowania wysokości rączek (77-88 cm) pozwala na idealne dopasowanie do wzrostu użytkownika.
- Hamulce Postojowe: Gwarantują dodatkowe bezpieczeństwo, umożliwiając pewne zatrzymanie podpórki w dowolnym miejscu.
- Tapicerowane Siedzisko z Oparciem: Umożliwia wygodny odpoczynek w każdej chwili, gdy zajdzie taka potrzeba.
- Uchwyt na Kule: Praktyczne rozwiązanie dla osób używających kul.
- Zdejmowany Koszyk na Zakupy: Idealny na codzienne zakupy, z maksymalnym obciążeniem do 5 kg.
- Koła o Wąskim Przekroju: Koła o średnicy 8" zapewniają płynne poruszanie się po różnych powierzchniach.
- Funkcja Składania: Umożliwia łatwy transport i przechowywanie podpórki.

Dane Techniczne:

- Szerokość całkowita: 60 cm
- Głębokość całkowita: 66 cm
- Wymiary siedziska: 35 x 32 cm
- Wysokość siedziska od podłoża: 53 cm
- Waga: 8,2 kg
- Maksymalne obciążenie: 110 kg
- Kolor ramy: Bordowy, grafitowy
- Dopuszczalny błąd pomiaru: +/- 0,5 - 1 cm

Wypożyczenie:

Koszyk na zakupy: Praktyczny i łatwy do zdejmowania koszyk, który ułatwia codzienne zakupy i transport mniejszych przedmiotów.

Dlaczego Warto Wybrać Naszą Podpórkę Czterokołową?

Nasza podpórka czterokołowa z oparciem to idealne rozwiązanie dla osób, które potrzebują wsparcia w codziennym życiu. Dzięki swojej lekkości, zwrotności i licznych funkcjom, zapewnia nie tylko bezpieczeństwo, ale także komfort i niezależność. Zaufaj naszemu doświadczeniu i ciesz się swobodą poruszania się każdego dnia.

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor balkonika: brak , Niebieski , Granatowy , Czerwony