

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/podporka-czterokolowa-z-podparciem-na-nogi-p-2437.html>



Podpórka czterokołowa z podparciem na nogi

Cena brutto	487,00 zł
Cena netto	450,93 zł
Cena poprzednia	545,00 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	SM-TGO-RS888

Opis produktu

Podpórka czterokołowa z podparciem na nogi — bezpieczne wsparcie w codziennym ruchu

Szukasz podpórki dla seniora, która wzmocni poczucie stabilności i przywróci radość z aktywności? Ta innowacyjna podpórka do chodzenia łączy lekką, wytrzymałą konstrukcję z rozwiązaniami, które realnie podnoszą komfort i bezpieczeństwo osób o ograniczonej sprawności ruchowej. Dzięki niej każdy krok staje się pewniejszy, a wstawanie z pozycji siedzącej – łatwiejsze i mniej obciążające stawy. To idealna podpórka do wstawania dla seniora, a także praktyczny towarzysz rehabilitacji po urazach czy zabiegach ortopedycznych.

Dlaczego warto?

- **Stabilność w każdym terenie** – rama z wysokogatunkowego aluminium, malowana proszkowo na elegancki grafit, gwarantuje trwałość przy zachowaniu niskiej wagi (8,2 kg).
- **Indywidualne dopasowanie** – ergonomiczne ręczki z płynną regulacją 78-88 cm pomagają dopasować podpórkę do wzrostu użytkownika, minimalizując przeciążenia pleców.
- **Pełna kontrola** – hamulce z zaciskiem postojowym pozwalają zatrzymać podpórkę w każdej chwili, co chroni przed niekontrolowanym przemieszczeniem.
- **Chwila odpoczynku** – tapicerowane siedzisko (35 x 32 cm) i odwracalne oparcie zmienia podpórkę w wygodny wózek transportowy, gdy brak sił na kolejny krok.
- **Wszechstronność** – składane podparcie pod nogi umożliwia krótkie przewożenie użytkownika, a funkcja szybkiego składania sprawia, że podpórka mieści się w bagażniku auta.

Wposażenie:

- koszyk;
- uchwyt na kule.

Dane techniczne

- Szerokość całkowita: 61 cm
- Głębokość całkowita: 80 cm
- Wymiary siedziska: 35 x 32 cm
- Wysokość siedziska od podłoża: 55 cm
- Regulacja wysokości uchwytów: 78-88 cm
- Waga: 8,2 kg
- Maksymalne obciążenie: 110 kg
- Maksymalne obciążenie koszyka na zakupy: 5 kg
- Kolor ramy: grafitowy

+/- 0,5 - 1 cm

Dla kogo?

- osoby starsze potrzebujące pewnego oparcia w domu i na zewnątrz,
- pacjenci w trakcie rekonwalescencji ortopedycznej,
- użytkownicy z problemami równowagi, osłabieniem mięśni lub lękiem przed upadkiem.

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.