

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/podporka-dla-seniorow-na-kolach-lorenza-p-3375.html>



Podpórka dla seniorów na kołach LORENZA

Cena brutto	658,00 zł
Cena netto	609,26 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	SM-P-TGO-LORENZA

Opis produktu

Podpórka czterokołowa aluminiowa LORENZA - lekka, stabilna asekuracja w codziennym chodzeniu

Profesjonalna podpórka czterokołowa LORENZA została zaprojektowana z myślą o osobach o obniżonej sprawności ruchowej, które potrzebują pewnego, stabilnego podparcia podczas poruszania się. To także doskonały wybór w kategorii podpórki dla seniorów – pomaga utrzymać równowagę, zwiększa bezpieczeństwo przed upadkiem i sprzyja aktywizacji użytkownika w domu oraz na spacerach na świeżym powietrzu. Dzięki lekkiej konstrukcji z aluminium podpórka aluminiowa LORENZA ułatwia codzienne przemieszczanie się i wspiera proces rehabilitacji, pionizacji lub powrotu do samodzielności po urazach czy zabiegach.

Dla kogo przeznaczona jest podpórka LORENZA?

- Osoby mające trudności z chodzeniem, utrzymaniem równowagi lub kontrolą kroków.
- Seniorzy wymagający pewnej asekuracji oraz okresowego odpoczynku w trakcie spaceru (dzięki wygodnemu siedzisku z oparciem).
- Pacjenci w trakcie rehabilitacji po urazach ortopedycznych, zabiegach lub okresach unieruchomienia.
- Użytkownicy, którzy szukają lekkiego sprzętu łatwego do złożenia i transportu w samochodzie.

Najważniejsze zalety i funkcje;

1. Lekka i wytrzymała konstrukcja. Podpórka czterokołowa wykonana jest z wysokiej jakości aluminium – materiału cenionego za niską masę (ok. 7,7 kg) oraz odporność na codzienne użytkowanie.
2. Stabilność dzięki ramie krzyżakowej. Konstrukcja oparta na ramie krzyżakowej oraz rurkach o owalnym przekroju zapewnia zwiększoną wytrzymałość na nacisk osiowy, co przekłada się na poczucie bezpieczeństwa podczas chodzenia.
3. Estetyka i funkcjonalność. Schowana linka hamulcowa chroni przed przypadkowym zahaczaniem i nadaje całości estetyczny, uporządkowany wygląd.
4. Komfortowe koła do codziennego użytku. Pełne przednie koła o średnicy 10" pomagają pokonywać typowe nierówności

chodnikowe, a tylne koła 7,5" współpracują z hamulcami ręcznymi wyposażonymi w zacisk postojowy.

5. Regulowane, anatomiczne uchwyty. Wysokość rączek można dopasować w zakresie 86,5–96,5 cm. Ergonomiczne uchwyty poprawiają komfort chwytu i kontrolę nad podpórką.

6. Wbudowane siedzisko z oparciem. Kiedy potrzebujesz odpocząć – zatrzymaj się, zaciągnij hamulec postojowy i usiądź na stabilnym siedzisku (wysokość od podłoża: 55 cm; szerokość: 45 cm).

7. Pojemna torba na zakupy lub rzeczy osobiste. Zabierz ze sobą dokumenty, leki lub małe zakupy – wszystko w zasięgu ręki.

8. Składanie do transportu. Po złożeniu podpórka aluminiowa ma kompaktowe wymiary 70 × 15 × 86,5 cm, co ułatwia przewóz w bagażniku auta lub przechowywanie w mieszkaniu.

Jak prawidłowo ustawić wysokość uchwytów?

- Załóż codzienne obuwie, w którym będziesz chodzić.
- Stań prosto za podpórką; ramiona opuść swobodnie.
- Ustaw wysokość uchwytów tak, aby znajdowały się na poziomie nadgarstków.
- Chwyć rączki – w łokciach powinien pozostać lekki kąt zgięcia (ok. 15°). Dzięki temu efektywniej naciskasz na podpórkę podczas chodzenia.
- Sprawdź działanie hamulców i blokady postojowej przed pierwszym użyciem.

Bezpieczeństwo użytkowania;

- Zawsze blokuj hamulce postojowe przed siadaniem na siedzisku.
- Nie przekraczaj maksymalnego obciążenia 136 kg (obejmuje użytkownika i ewentualny bagaż w torbie).
- Korzystaj na stabilnym, możliwie równym podłożu; zachowaj ostrożność na mokrych lub śliskich nawierzchniach.
- Regularnie kontroluj dokręcenie śrub i stan kół.
- Czyść wilgotną ściereczką; unikaj agresywnych środków chemicznych mogących uszkodzić powierzchnię aluminium i elementy hamulcowe.

Specyfikacja techniczna - podpórka czterokołowa aluminiowa LORENZA

- Wymiary po złożeniu: 70 x 15 x 86,5 cm
- Szerokość całkowita po rozłożeniu: 58 cm
- Długość całkowita: 87 cm
- Szerokość siedziska: 45 cm
- Wysokość siedziska od podłoża: 55 cm
- Waga podpórki: 7,7 kg
- Maksymalne obciążenie: 136 kg
- Regulacja wysokości uchwytów: 86,5-96,5 cm
- Kolor ramy: granatowy.

Co wyróżnia LORENZA na tle innych rozwiązań?

- Połączenie stabilności czterech kół z lekką aluminiową konstrukcją.
- Anatomiczne uchwyty i szeroka regulacja wysokości – łatwe dopasowanie do wzrostu użytkownika.
- Bezpieczne, wygodne siedzisko z oparciem – idealne dla osób, którym potrzebne są krótkie przerwy w trakcie marszu.
- Estetyczna linia i schowane linki hamulcowe – mniej elementów, o które można zahaczyć.
- Funkcjonalna torba – praktyczna w codziennym użytkowaniu.

Jeśli szukasz sprzętu z kategorii podpórki dla seniorów, który łączy komfort, bezpieczeństwo i mobilność, podpórka czterokołowa aluminiowa LORENZA będzie solidnym wyborem.

Podpórka aluminiowa LORENZA wspiera bezpieczne chodzenie, pomaga redukować ryzyko upadku i umożliwia aktywne spędzanie czasu zarówno w domu, jak i na zewnątrz. Dzięki regulacji, składaniu i lekkiej, a zarazem wytrzymałej konstrukcji spełni oczekiwania wymagających użytkowników oraz opiekunów poszukujących niezawodnego rozwiązania.

Dodaj do koszyka i odzyskaj swobodę ruchu już dziś!

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.