

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/podporka-do-chodzenia-daisy-p-3373.html>



Podpórka do chodzenia DAISY

Cena brutto	299,00 zł
Cena netto	276,85 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	SM-P-TGO-RS 881

Opis produktu

Podpórka do chodzenia DAISY - stabilne wsparcie dla osób o obniżonej sprawności

Podpórka DAISY to innowacyjne rozwiązanie dla osób z ograniczoną mobilnością, które potrzebują pewnej asekuracji i komfortu podczas codziennych spacerów. Dedykowana seniorom oraz pacjentom po urazach, wspomaga utrzymanie równowagi i pomaga bezpiecznie powrócić do aktywności ruchowej. Ergonomiczna konstrukcja oraz łatwa regulacja sprawiają, że podpórka DAISY dostosowuje się do indywidualnych potrzeb użytkownika, zapewniając maksymalne wsparcie i ochronę przed upadkiem.

Korzyści i zalety;

- Pewne podparcie dzięki stabilnej, wytrzymałej ramie i pełnym kołom o średnicy 8"
- Ergonomiczne uchwyty zmniejszają zmęczenie dłoni i nadgarstków podczas dłuższego użytkowania
- Regulacja wysokości rączek (75-98 cm) pozwala idealnie dopasować podpórkę do wzrostu
- Hamulec postojowy gwarantuje bezpieczne zatrzymanie, np. podczas siadania czy wsiadania
- Praktyczne siedzisko z dużą tacką ułatwia odpoczynek i przewożenie drobnych przedmiotów
- Uchwyt na kulę i koszyk zakupowy (do 12 kg) dodatkowo zwiększają funkcjonalność
- Szybkie składanie do transportu i przechowywania.

Dane techniczne;

- Szerokość całkowita: 57 cm
- Głębokość całkowita: 65 cm
- Wymiary siedziska: 38 × 16 cm
- Wysokość siedziska od podłoża: 60 cm
- Zakres regulacji uchwytów: 75-98 cm
- Waga własna: 10,8 kg
- Maksymalne obciążenie użytkownika: 135 kg
- Nośność koszyka: 12 kg
- Kolor ramy: ciemnoniebieski

Tolerancja wymiarów: $\pm 0,5-1$ cm

Dlaczego warto wybrać DAISY?

Podpórka DAISY łączy w sobie nowoczesny design i najwyższe standardy bezpieczeństwa. Dzięki solidnej konstrukcji i licznym udogodnieniom jest niezastąpionym narzędziem codziennego wsparcia dla osób z problemami z lokomocją. Zyskaj pewność kroku i komfort poruszania się – wybierz DAISY!

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.