

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/podporka-do-wstawania-z-toalety-p-28.html>



Przystawka toaletowa Timago JMC-C 5300KD do WC

Cena brutto	78,00 zł
Cena netto	72,22 zł
Cena poprzednia	120,00 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	SM-TGO-PT-JMC-C 5300KD

Opis produktu

Podpórka do wstawania z toalety dla seniora i osoby z ograniczoną mobilnością

Przystawka toaletowa Timago JMC-C 5300KD do WC to regulowana **podpórka do wstawania z toalety**, która ułatwia bezpieczniejsze siadanie i podnoszenie się z sedesu. Produkt jest przeznaczony dla seniorów, osób z ograniczoną mobilnością, użytkowników po zabiegach, po urazach oraz osób, które mają trudność z samodzielnym korzystaniem z toalety.

Model pełni funkcję **ramy asekuracyjnej do toalety**. Daje stabilne punkty podparcia po obu stronach muszli WC, dzięki czemu użytkownik może oprzeć ręce podczas siadania, wstawania i zmiany pozycji. To rozwiązanie sprawdza się wtedy, gdy standardowa toaleta nadal jest używana, ale potrzebne jest dodatkowe wsparcie przy ruchu.

Przystawka toaletowa, podpórka do WC czy poręcz do toalety?

Ten produkt klienci mogą nazywać różnie: **przystawka toaletowa**, **podpórka do WC**, **podpórka do wstawania z toalety**, **poręcz do toalety**, **uchwyt do sedesu** albo **rama asekuracyjna do toalety**. Wszystkie te określenia odnoszą się do tego samego problemu: użytkownik korzysta ze standardowej muszli WC, ale potrzebuje stabilnego podparcia rąk podczas siadania i wstawania.

Przystawka Timago JMC-C 5300KD nie zastępuje toalety i nie podwyższa siedziska tak jak nakładka. Jej głównym zadaniem jest zapewnienie bocznego podparcia przy istniejącym WC, bez konieczności montowania stałych uchwytów do ściany.

Boczne uchwyty ułatwiają siadanie i wstawanie z WC

Podpórka tworzy po obu stronach toalety stabilne miejsca do oparcia dłoni. Jest to szczególnie ważne u osób starszych, osłabionych, po operacjach, z problemami równowagi lub z ograniczoną siłą nóg. Boczne uchwyty pomagają zmniejszyć obciążenie kończyn dolnych podczas podnoszenia się z sedesu.

To praktyczne rozwiązanie do domu, mieszkania seniora, łazienki osoby po zabiegu lub miejsca, w którym potrzebne jest szybkie doposażenie toalety bez większej ingerencji w pomieszczenie.

Regulacja wysokości i szerokości do dopasowania przy toalecie

Przystawka toaletowa Timago ma regulowaną szerokość całkowitą w zakresie 57-65 cm oraz wysokość 73-83 cm. Dzięki temu można dopasować ją do użytkownika, przestrzeni wokół muszli sedesowej i warunków w łazience.

Przed zakupem warto sprawdzić szerokość dostępnego miejsca przy toalecie oraz odległość między otworami na łączniku

mocującym do WC. W tym modelu zakres wynosi 11,8–16,2 cm, dlatego dopasowanie do konkretnej muszli sedesowej należy zweryfikować przed montażem.

Lekka rama i stabilne podparcie przy codziennym użytkowaniu

Konstrukcja waży tylko 1,4 kg, dlatego przystawka jest lekka i wygodna w obsłudze, a jednocześnie zapewnia maksymalne obciążenie do 136 kg. Srebrna rama dobrze komponuje się z wyposażeniem łazienki i sprawdza się jako codzienny sprzęt pomocniczy przy toalecie.

Regulowana konstrukcja pozwala wykorzystać przystawkę jako wsparcie dla użytkownika, który nie potrzebuje osobnej toalety z pojemnikiem, ale potrzebuje pewniejszego podparcia przy korzystaniu ze standardowego WC.

Dla kogo jest podpórka do wstawania z toalety?

Podpórka do wstawania z toalety jest polecana osobom starszym, osobom z ograniczoną mobilnością, użytkownikom po operacjach, osobom po urazach oraz wszystkim, którzy mają trudność z samodzielnym siadaniem i wstawaniem z WC. Może być pomocna także dla opiekunów, którzy organizują łazienkę dla osoby wymagającej codziennego wsparcia.

Produkt warto rozważyć wtedy, gdy użytkownik nadal korzysta ze standardowej muszli sedesowej, ale potrzebuje stabilnego podparcia rąk po obu stronach toalety. Przystawka sprawdzi się przy osłabieniu nóg, problemach z równowagą, trudności ze schylaniem się oraz obawie przed utratą stabilności podczas siadania i podnoszenia się z sedesu.

Kiedy wybrać przystawkę toaletową zamiast nakładki na sedes?

Przystawka toaletowa jest dobrym wyborem, gdy najważniejsze jest **boczne podparcie rąk** podczas siadania i wstawania. Jeżeli głównym problemem jest zbyt niska wysokość sedesu, praktycznym uzupełnieniem może być [nakładka na sedes z uchwytami bocznymi](#), która podwyższa muszlę i ułatwia korzystanie z toalety po zabiegu lub przy ograniczonej mobilności.

Podpórka do WC pomaga wtedy, gdy użytkownik korzysta ze standardowej toalety, ale potrzebuje stabilnego podparcia rąk po obu stronach sedesu. Jeżeli potrzebna jest osobna toaleta pomocnicza z własnym pojemnikiem sanitarnym, rozwiązaniem z innej grupy będzie [krzesło toaletowe stałe Timago TGR-R KT-S 668 z pojemnikiem](#).

Do pełniejszego wyposażenia łazienki dla seniora lub osoby z ograniczoną mobilnością warto dobrać również [porecze dla niepełnosprawnych](#) oraz inne [artykuły sanitarne](#). Jeżeli użytkownik potrzebuje wsparcia także podczas kąpieli, pomocne mogą być również [krzesła prysznicowe](#).

Jak sprawdzić, czy przystawka Timago JMC-C 5300KD będzie pasować?

Przed zakupem sprawdź szerokość przestrzeni wokół sedesu, możliwość ustawienia ramy po bokach muszli oraz odległość między otworami montażowymi. Szerokość całkowita przystawki wynosi 57–65 cm, głębokość 47 cm, a wysokość można regulować w zakresie 73–83 cm.

Warto również uwzględnić wagę i możliwości użytkownika. Maksymalne obciążenie produktu wynosi 136 kg, a lekka konstrukcja 1,4 kg ułatwia obsługę, ustawienie i ewentualne przestawienie podpórki.

Dane techniczne

Model / numer katalogowy	Timago JMC-C 5300KD / SM-TGO-PT-JMC-C 5300KD
Kod EAN	5902983720966
Rodzaj produktu	przystawka toaletowa / podpórka do wstawania z toalety
Zastosowanie	boczne podparcie przy standardowej muszli WC
Materiał	aluminium
Kolor ramy	srebrny
Szerokość całkowita	57–65 cm
Głębokość całkowita	47 cm
Wysokość	73–83 cm
Waga produktu	1,4 kg
Odległość między otworami na łączniku mocującym do toalety	11,8–16,2 cm
Maksymalne obciążenie	136 kg
Gwarancja	24 miesiące

FAQ - najczęściej zadawane pytania

Czy przystawka toaletowa Timago JMC-C 5300KD nadaje się dla seniora?

Tak. Przystawka toaletowa jest przeznaczona dla osób starszych, osób z ograniczoną mobilnością oraz użytkowników, którzy mają trudność z samodzielnym siadaniem i wstawaniem z toalety.

Czy podpórka do WC ma regulowaną wysokość?

Tak. Wysokość przystawki można regulować w zakresie 73-83 cm, co pozwala dopasować ją do użytkownika i warunków w łazience.

Czy szerokość ramy można dopasować do muszli sedesowej?

Tak. Szerokość całkowita jest regulowana w zakresie 57-65 cm. Przed zakupem warto porównać ten zakres z wymiarami muszli sedesowej i przestrzenią wokół toalety.

Jaki jest maksymalny udźwиг przystawki toaletowej?

Maksymalne obciążenie produktu wynosi 136 kg.

Czym różni się przystawka toaletowa od nakładki na sedes?

Przystawka toaletowa daje boczne punkty podparcia przy siadaniu i wstawaniu. Nakładka na sedes podwyższa muszlę, dlatego sprawdza się głównie wtedy, gdy problemem jest zbyt niska wysokość toalety.

Czy przystawka toaletowa zastępuje krzesło toaletowe z pojemnikiem?

Nie. Przystawka służy do podparcia przy standardowej muszli WC. Krzesło toaletowe z pojemnikiem jest osobną toaletą pomocniczą i sprawdzi się wtedy, gdy użytkownik potrzebuje toalety ustawionej poza muszlą WC, na przykład bliżej łóżka.

Czy przystawka wymaga dopasowania do toalety?

Tak. Przed zakupem warto sprawdzić szerokość przestrzeni wokół sedesu oraz odległość między otworami na łączniku mocującym do toalety. W tym modelu zakres wynosi 11,8-16,2 cm.