

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/podporka-dwukolowa-aluminiowa-z-oparciem-p-536.html>

Podpórka dwukołowa aluminiowa z oparciem

Dostępność

**WYCOFANY ZE
SPRZEDAŻY**



Opis produktu

Aluminiowa Podpórka Dwukołowa z Oparciem - Idealne Wsparcie dla Seniorów i Osób o Ograniczonej Sprawności Ruchowej

Podpórka dwukołowa aluminiowa z oparciem to niezastąpiony sprzęt pomocniczy, stworzony z myślą o osobach o obniżonej sprawności ruchowej, które potrzebują stabilnego podparcia i asekuracji podczas chodzenia. Jest doskonałym rozwiązaniem dla seniorów, zapewniając im dodatkowe wsparcie w utrzymaniu równowagi, poprawie komfortu poruszania się i zwiększeniu bezpieczeństwa przed upadkiem.

Korzystanie z tej podpórki ma pozytywny wpływ na powrót do aktywności osób mających problemy z lokomocją lub pionizacją. Zapewnia ona lepszą stabilność, wsparcie i bezpieczeństwo podczas chodzenia, co jest kluczowe dla codziennego funkcjonowania. Podpórka przeznaczona jest wyłącznie do użytku domowego.

Cechy produktu:

- Piankowe uchwyty: Zapewniają komfortowy i pewny chwyt.
- Szerokie siedzisko: Gwarantuje wygodę podczas odpoczynku.
- Regulowane na wysokość nóżki: Dostosowanie wysokości podpórki do indywidualnych potrzeb.
- Funkcja składania do transportu: Ułatwia przechowywanie i przenoszenie.

Dane techniczne:

- Szerokość całkowita: 59 cm
- Głębokość całkowita: 48 cm
- Wymiary siedziska: 34,5 x 30 cm
- Wysokość siedziska od podłoża: 52-62 cm
- Regulacja wysokości uchwytów: 78-88 cm
- Waga: 4,3 kg
- Maksymalne obciążenie: 100 kg
- Kolor ramy: Niebieski, zielony
- Dokładność wymiarów: +/- 0,5 - 1 cm

Aluminiowa podpórka dwukołowa z oparciem to idealny wybór dla osób potrzebujących solidnego wsparcia w codziennym życiu. Dzięki niej, możesz cieszyć się większą niezależnością i pewnością siebie podczas poruszania się po domu.

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor balkonika: brak , Zielony , Niebieski