

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/podporka-dwukolowa-stalowa-p-535.html>



Podpórka dwukołowa stalowa

Cena brutto	149,00 zł
Cena netto	137,96 zł
Cena poprzednia	260,00 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	SM-P-TGO-JMC 3511

Opis produktu

Podpórka dla seniora 2-kołowa - pewność kroku i niezależność każdego dnia

Podpórka dla seniora z dwoma kołami to medyczne urządzenie wspierające, które pomaga utrzymać równowagę, odciąża stawy i zwiększa zasięg codziennej aktywności. Dzięki solidnej, stalowej konstrukcji model ten pełni także rolę podpórki do chodzenia oraz wygodnego siedziska, umożliwiając bezpieczny odpoczynek w dowolnym miejscu. Poniższy artykuł prezentuje ekspercki przegląd funkcji, korzyści i specyfikacji sprzętu, aby pomóc Ci świadomie wybrać najlepszą podpórkę do wstawania dla seniora.

Dlaczego stalowa podpórka do chodzenia to dobry wybór?

- Wielofunkcyjność – skutecznie łączy mobilne wsparcie z funkcją krzesła.
- Wytrzymałość stali – solidny, odporny na uszkodzenia szkielet zapewnia długą żywotność
- Bezpieczeństwo – anatomiczne uchwyty i gumowe koła minimalizują ryzyko poślizgu.
- Łatwość transportu – szybkie składanie sprawia, że urządzenie zmieści się w bagażniku auta.

Kluczowe zalety, które doceni każdy użytkownik;

1. Anatomiczne uchwyty
Wyprofilowane rączki redukują napięcie dłoni, umożliwiając dłuższe spacerowanie bez dyskomfortu.
2. Regulowana wysokość (82 – 97 cm)
Indywidualne dopasowanie pozycji uchwytów poprawia ergonomię, zapewniając wyprostowaną sylwetkę i odciążenie kręgosłupa.
3. Szerokie, stabilne siedzisko 40 × 22 cm
Pozwala odpocząć w podróży lub podczas zakupów. Wysokość 49 cm ułatwia zarówno siadanie, jak i wstawanie.
4. Gumowe koła 6"
Ciche, niebrudzące opony sprawdzają się w domu, na chodniku i w galerii handlowej, gwarantując płynny ruch i przyczepność.
5. Konstrukcja składana

Jednym ruchem zamienisz sprzęt w płaską formę, co ułatwia przechowywanie w szafie lub transporcie.

Dane techniczne;

- Szerokość całkowita: 51 cm
- Głębokość całkowita: 60 cm
- Wymiary siedziska: 40 x 22 cm
- Wysokość siedziska od podłoża: 49 cm
- Regulacja wysokości uchwytów: 82-97 cm
- Waga: 5,76 kg
- Maksymalne obciążenie: 100 kg
- Kolor ramy: niebieski

+/- 0,5 - 1 cm

Podpórka dwukołowa stalowa to nie tylko narzędzie wsparcia, ale także symbol autonomii i pewności siebie dla każdego, kto z niej korzysta.

Stalowa, dwukołowa podpórka dla seniora to nowoczesne narzędzie, które przywraca mobilność i poczucie bezpieczeństwa osobom z ograniczoną sprawnością ruchową. Łącząc funkcjonalność podpórki do chodzenia z ergonomią siedziska i łatwością transportu, ten model staje się idealnym rozwiązaniem dla każdego, kto pragnie żyć aktywnie, nie rezygnując z komfortu i niezależności. Jeżeli więc szukasz podpórki do wstawania dla seniora, postaw na solidność stali i sprawdzone rozwiązania konstrukcyjne – Twoje zdrowie i bezpieczeństwo są najważniejsze.

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.