

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/podporka-pod-plecy-p-74.html>

Podpórka pod plecy



Dostępność

**WYCOFANY ZE
SPRZEDAŻY**

Numer katalogowy


SM-TGO-J-C-700

Opis produktu

Jest to doskonały sprzęt, przydatny siedzeniu pacjenta na łóżkach rehabilitacyjnych. Dotyczy to szczególnie łóżek nie posiadających regulacji wezglowia. Sprzęt ten znacznie ułatwia opiekę nad osobą leżącą przy karmieniu oraz ułatwia przeprowadzenie codziennych czynności osoby leżącej.

Podpórka ta posiada możliwość regulacji kąta nachylenia oparcia podczas siedzenia lub leżenia.

Ta podpórka posiada stalową konstrukcję, która malowana jest lakierem proszkowym. Konstrukcja jest bardzo stabilna i wytrzymała, ale zarazem bardzo lekka. Oparcie wykonane jest z materiału nylonowego co pozwala na jej łatwe czyszczenie. Ponadto oparcie zawiera miękką podkładkę pod głowę, która może być odpinana. Dostępna jest w kolorze niebieskim.



A Szerokość całkowita: 54,5 cm

B Szerokość wewnętrzną: 50 cm

C Głębokość całkowita: 50 cm

D Wysokość całkowita: 25-57 cm

Waga: 2,7 kg

Maksymalne obciążenie: 100 kg

+/- 0,5-1 cm

Cechy podpórki :

- konstrukcja wykonana ze stali
- rama malowana proszkowo

-
- stabilna, wytrzymała i lekka konstrukcja
 - miękka podkładka pod głowę
 - możliwość odpięcia podkładki pod głowę
 - zapewnia komfort
 - oparcie wykonane z materiału nylonowego
 - łatwa do utrzymania w czystości
 - stosowana na każde łóżko
 - skokowa regulacja kąta nachylenia
 - kolor: biały (rama), niebieski (oparcie)
 - waga: 2,7 kg

Do każdego zamówienia wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.